




CHIFA®

PROTETYKA I ORTODONCJA

ZADBAJ O SKUTECZNE LECZENIE SWOICH PACJENTÓW – zaproponuj im ProntOral®



KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH



ZALETY:

- Pielęgnacja uszkodzonych błon śluzowych i przyspieszonego gojenia ran (np. przy długotrwałym leczeniu aparatem ortodontycznym)
- Szerokie spektrum działania wobec patogennej bioty jamy ustnej
- Zapobieganie powstaniu kamienia nazębnego, próchnicy, paradontozy i zapalenia dziąseł
- Usuwanie nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej
- Kompaktowe opakowanie (250 ml) do łatwego zabrania ze sobą

Więcej informacji na temat ProntOral® znajduje się na stronie 74.

PRONTORAL®

PŁYN DO PŁUKANIA I DEKOLONIZACJI JAMY USTNEJ I GARDŁA

NOWA LINIA KLESZCZY ALIGNER

KLESZCZE DO NAKŁADEK TYPU ALIGNER

- Na podstawie naszego międzynarodowego doświadczenia zaprojektowaliśmy wyjątkową linię kleszczy do nakładek.
- Kleszcze spełniają oczekiwania ortodontów, zapewniając optymalne wsparcie ich pracy. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, cechują się precyzyjnym wykonaniem i gwarancją funkcjonalności.





AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

Stomatologia stoi dzisiaj przed decydującymi zmianami. Aktualna wiedza medyczna i technologiczna, sprawiają, że zabiegi są coraz bardziej precyzyjne, a stosowane techniki operacyjne – coraz mniej inwazyjne. Decydującym elementem tego postępu, obok rosnącego polepszenia możliwości diagnostycznych, jest równoległy, kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego, do którego Aesculap Chifa przyczynia się w zasadniczy sposób. Od ponad 75 lat znani jesteśmy z jakości i niezawodności, a towarzyszące temu innowacyjne podejście do produktów stanowi cechę charakterystyczną

firmy przez cały ten okres. Uzupełnieniem naszego portfolio jest linia produktów do sterylizacji i dezynfekcji instrumentów, powierzchni jak i dłoni oraz bogaty zakres materiałów szewnych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
www.sklep.bbraun.pl



Od ponad 75 lat wspieramy kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego. Rozwiązania, które proponujemy opieramy o indywidualne podejście do naszych partnerów, a robimy to w najbliższej naszym sercu formie – DIALOGU. Dlatego właśnie zapraszamy do uczestnictwa w DIALOGU TECHNICZNYM, w specjalnie zaprojektowanym centrum Planning and Consulting Center w siedzibie naszej firmy w Nowym Tomysłu.

Planning and Consulting Center

Jest to miejsce, w którym:

- umożliwiamy wypróbowanie narzędzi
- udostępniamy całe nasze portfolio (ponad 1000 produktów)
- profesjonalnie doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi

- umożliwiamy obejrzenie całego procesu produkcji instrumentów medycznych.

Umów się na spotkanie ze specjalistą i dopasuj narzędzia do wymagań jakie stawia nam przyszłość oraz my sami.

Zadzwoń: +48 606 330 504

Adres firmy: Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł

UWAGA! Proponujemy również spotkania w Twoim gabinecie czy klinice, na które nasz specjalista przyjeżdża z wybranym portfolio narzędzi i profesjonalnie doradza w zakresie ich wyboru.

AESULAP CHIFA z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Nowym Tomyślu oraz Radzynie Podlaskim należą do międzynarodowego koncernu B. Braun. Przeszło 75-letnia tradycja przedsiębiorstwa w Polsce, około 2500 zatrudnionych pracowników we wszystkich spółkach w kraju i tysiące zadowolonych klientów, sprawiają, iż firma stała się ważnym partnerem na rynku medycznym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Stała współpracą i wymiana doświadczeń ze specjalistami z zakresu stomatologii odgrywa decydującą rolę w naszej pracy, umożliwiając wykorzystanie ostatnich odkryć z codziennej praktyki medycznej jako siły napędowej naszego rozwoju. Dzięki temu możemy zagwarantować szeroki, nowoczesny wachlarz wysoko wyspecjalizowanych instrumentów, dedykowanych nowym rozwiązaniom w zakresie protetyki i ortodoncji.

Piktogramy umieszczone przy zdjęciach narzędzi przedstawiają:


- A) Długość narzędzia
 XXX mm
- B) Rodzaje końcówek części pracujących:
- półkole
 XXX mm, średnica w mm
 - koło/koło
 XXX mm, średnica w mm
 - koło/kwadrat (prostokąt)
 XXX mm / XXX x XXX mm, średnica w mm / szerokość x długość w mm
 - kwadrat/kwadrat (prostokąt)
 XXX mm, szerokość x długość w mm
 - koło/półkole
 XXX mm, średnica w mm
- C) Maksymalna i minimalna grubość drutu
 XXX mm, średnica w mm
- D) Utwardzenie części pracującej narzędzia

Hard Steel - ostrza utwardzone, napawane
Hard Steel Insert - twarda wkładka stalowa
TC - twarda wkładka, węgiel spiekany

Tabela przeliczeń mm na cal


[mm]	[cal]
0,20	0,008
0,25	0,010
0,30	0,012
0,35	0,014
0,40	0,016
0,41 x 0,55	0,016 x 0,022
0,50	0,020
0,55 x 0,55	0,022 x 0,022
0,55 x 0,64	0,022 x 0,025
0,60	0,024
0,70	0,028
0,80	0,031
1,00	0,040
1,40	0,055
1,50	0,060

KLESZCZE DO NAKŁADEK ALIGNER




KO-125-120-PMK

120 mm
Poziome
Kleszcze umożliwiają korektę nakładek typu Aligner w poziomie, bez dziurkowania.




KO-126-120-PMK

120 mm
Pionowe
Kleszcze umożliwiają korektę nakładek typu Aligner w pionie, bez dziurkowania.



KO-128-120-PMK

120 mm
Dziurkacz
Kleszcze nadają kształt półksiężyca, aby umożliwić umieszczenie złączników.



KO-129-120-PMK



120 mm
Łezka
Tworzy wycięcie w nakładce typu Aligner w obszarze, w którym wymagane są haki.

KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




KP-100-160-PMK
KLESZCZE KRAMPONOWE

150 mm
max. 1 mm / 0,040"



1/1



KP-094-150-PMK
KLESZCZE KRAMPONOWE


150 mm
max. 1 mm / 0,040"




1/1

KP-101-160-PMK
KLESZCZE KRAMPONOWE
DLA TECHNIKÓW
ORTODONTYCZNYCH

150 mm
max. 0,8 mm / 0,031"




1/1





KP-070-125-PMK

125 mm



1/1



KP-015-135-PMK
GOSLEE

135 mm




1/1

KP-097-140-HPMK

140 mm
1 x 4 mm



1/1



KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU



KP-025-140-PMK
JARABAK

140 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
0,7 mm



1/1




KP-085-125-PMK
ADAMS

125 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
1 mm



1/1



KP-028-009-PMK

140 mm
0,9 mm




1/1




KO-064-135-PMK
ADAMS
TC

135 mm
max. 1 mm / 0,040"
1 x 1 mm



1/1




KO-985-125-PZMK
ADAMS
Hard Steel Insert

125 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
1 x 1,2 mm



1/1




KO-085-125-PMK
ADAMS

125 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
1 x 1,2 mm



KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




KP-986-125-PZMK 
ANGLE
Hard Steel Insert


 125 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"
 1 mm / 1 x 1,2 mm

KP-086-125-PMK
ANGLE

 125 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"
 1 mm / 1 x 1,2 mm



1/1



KP-047-125-PMK
ANGLE


 125 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"
 0,7 mm / 0,6 x 1 mm



1/1

KP-081-135-PMK
ANGLE

 135 mm
 max. 0,5 mm / 0,020"
 0,8 mm / 0,7 x 0,8 mm




1/1



KP-005-130-PMK

 130 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"
 0,8 mm / 0,8 x 0,8 mm




1/1



KP-030-130-PMK


 130 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"
 0,7 mm / 0,7 x 0,7 mm




1/1

KP-126-130-PMK 
Hard Steel Insert


 130 mm
 max. 0,5 mm / 0,020"
 0,8 mm / 0,8 x 0,8 mm



1/1



KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




KP-307-130-HPMK
ANGLE

- 130 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 0,8 mm / 0,9 x 0,9 mm



1/1



KP-907-130-PZMK
ANGLE
Hard Steel


- 130 mm
- max. 1 mm / 0,040"
- 1,2 mm

KP-007-130-PMK
ANGLE

- 130 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,2 mm



1/1




KO-065-150-PMK
ANGLE
TC

- 150 mm
- max. 1 mm / 0,040"



1/1




KO-059-125-PMK

- 125 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do formowania klamer
gotowych



1/1





KO-062-130-PMK
SCHWARZ

- 130 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do przeginania klamer
gotowych



1/1





KP-048-135-PMK

- 135 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do formowania klamer
typu Adams



1/1



KLESZCZE DO FORMOWANIA PĘTLI




Narzędzia: KP-083-135-PMK oraz KP-382-130-PMK



KP-018-000-PZMK
Hard Steel


- 130 mm
- max. 0,4 mm / 0,016"
- 1,2; 1,8; 2,2 mm / 1,5 x 2 mm



1/1

KP-404-140-PMK
TWEED/O'BRIEN

- 140 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,2; 1,6; 2 mm



1/1

KP-083-135-PMK
TWEED

- 135 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 1,2; 1,8; 2,4 mm



1/1

KP-055-130-PMK
YOUNG

- 130 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,5; 2,8; 4 mm / 1 x 1,2 mm




1/1

KP-382-130-PMK
TWEED

- 130 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 1,2; 1,8; 2,4 mm



1/1





KP-008-130-PMK
NANCE

- 130 mm
- 0,7 mm / 0,028"
- stopnie 3, 4, 5 i 6 mm




1/1




KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU



KP-067-125-PMK
125 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
0,9 mm



1/1




KP-053-140-PMK
140 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
0,7 mm




1/1

KO-060-140-HPMK
SCHWARZ
140 mm
max. 0,7 mm / 0,028"
1,2 mm




1/1

KP-069-125-PMK
125 mm
max. 0,8 mm / 0,031"
1,2 mm



1/1




KP-213-130-PMK
FISCHER
130 mm
max. 0,8 mm / 0,031"
2,5 mm




1/1

KP-087-140-PMK
JARABAK
140 mm
max. 0,5 mm / 0,020"
0,9 mm





1/1



KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU


KP-071-135-PMK

135 mm
max. 0,8 mm / 0,031"
1,6 mm




KP-096-160-PMK
Mc KELLOPS

160 mm
max. 1 mm / 0,040"
3 mm



KP-044-160-PMK
Mc KELLOPS


160 mm
max. 1 mm / 0,040"
3 mm



KP-042-140-PMK
DŁUGIE DE LA ROSA

140 mm
max. 0,8 mm / 0,031"


Kleszce do formowania i konturowania łuków



KP-012-125-PMK
DE LA ROSA

125 mm
max. 0,5 mm / 0,020"




Kleszce do formowania i konturowania łuków




KP-112-125-PMK
DE LA ROSA

125 mm
max. 0,5 mm / 0,020"
0,16" (0,41mm), 0,18" (0,46mm),
0,22" (0,56mm)

Kleszce do formowania i konturowania łuków z rowkami



KLESZCZE ADERER



KP-114-120-PMK
ADERER

120 mm
max. 0,6 mm / 0,024"



1/1

KP-068-115-PMK
ADERER

115 mm
max. 0,6 mm / 0,024"



1/1

KP-454-125-HPMK
ADERER



125 mm
max. 0,3 mm / 0,012"



1/1

KP-554-130-PMK
ADERER


130 mm
max. 0,7mm / 0,028"



1/1

KP-054-125-PMK
ADERER


125 mm
max. 1 mm / 0,040"



1/1

KP-038-125-PMK
MALLOTHY


125 mm
max. 1 mm / 0,040"



1/1




KLESZCZE WEINGART



KP-936-140-HPZMK
WEINGART
TC

140 mm
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-036-140-PMK
WEINGART

140 mm
max. 0,5 mm / 0,020"




KP-939-140-HPZMK
WEINGART
TC

140 mm
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-039-140-HPMK
WEINGART

140 mm
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-502-145-PMK
WEINGART

145 mm
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-904-145-PZMK
WEINGART
TC

145 mm
max. 0,7 mm / 0,028"




KP-504-145-PMK
WEINGART

145 mm
max. 0,7 mm / 0,028"




KO-083-145-PMK
HOW

140 mm
max. 0,7 mm / 0,028"




KO-083-140-ZMK
HOW

140 mm
max. 0,7 mm / 0,028"



KLESZCZE DO FORMOWANIA I TORKOWANIA ŁUKÓW






KP-903-125-PZMK
Tweed/Angle
Hard Steel Insert

125 mm
 max. 0,5 mm / 0,020"

KP-403-125-PMK
Tweed/Angle

125 mm
 max. 0,5 mm / 0,020"



KP-952-130-PZMK
Tweed/Angle
Hard Steel Insert

130 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"

KP-152-130-PMK
Tweed/Angle


130 mm
 max. 0,7 mm / 0,028"



KO-914-125-HPZMK
Hard Steel

125 mm
 max. 0,55 x 0,64 mm
/0,022 x 0,025"


szerokość torku 4 mm



KO-915-125-PZMK
Hard Steel

125 mm
 max. 0,55 x 0,64 mm
/0,022 x 0,025"


szerokość torku 4 mm



KO-914-140-PZMK
Hard Steel

140 mm
 max 0,55 x 0,64 mm
/0,022 x 0,025"

szerokość torku 7 mm



KO-915-140-PZMK
Hard Steel

140 mm
 max 0,55 x 0,64 mm
/0,022 x 0,025"

szerokość torku 7 mm



KLESZCZE DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI


KLESZCZE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW



KO-946-000-HPZMK 
Hard Steel
140 mm



1/1



U-046C
wymienny bolec
do narzędzi
KO-248-140-PMK
KO-348-140-PMK
KO-946-000-HPZMK



KO-348-140-PMK
140 mm




1/1


KO-248-140-PMK
140 mm



1/1



KP-913-135-PZMK 
Hard Steel
135 mm




KP-013-135-PMK
135 mm



1/1

KP-913-130-ZZMK 
Hard Steel
135 mm



KP-013-135-ZMK
135 mm



1/1

KLESZCZE DO FORMOWANIA STOPNI

NARZĘDZIA DO ZAGINANIA DRUTU



KO-920-050-PMK

140 mm
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"
wysokość stopnia 0,5 mm

KO-920-075-PMK

140 mm
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"
wysokość stopnia 0,75 mm



KO-920-100-PMK

140 mm
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"
wysokość stopnia 1,00 mm



KO-105-130-PMK




130 mm
V-Band Pliers



KO-058-125-PMK

125 mm
max. 0,9 mm / 0,035"

Kleszcze do formowania łuków podniebiennych



KO-957-130-HPZMK

Hard Steel Insert
130 mm
Kleszcze do zaciskania haczyków



KO-004-155-PMK

CINCH BACK PLIERS
155 mm
max. 0,46 x 0,64 / 0,018 x 0,025"




KLESZCZE LIGATUROWE



KN-082-125-HPMK
HALSTED - MOSQUITO

125 mm



1/1

KN-083-125-HZMK
HALSTED - MOSQUITO


125 mm





1/1

KN-083-125-HPMK
HALSTEAD - MICRO

125 mm



1/1



KO-001-002-PHMK
SMAHA

podwójna sprężyna


140 mm



KO-001-140-PMK
SMAHA

pojedyncza sprężyna

140 mm




1/1

KO-003-135-PMK
SMAHA

pojedyncza sprężyna

140 mm




1/1

KO-001-140-ZMK
SMAHA

pojedyncza sprężyna


140 mm



1/1




KLESZCZE LIGATUROWE




IM-040-002-PMK
MATHIEU
podwójna sprężyna
140 mm



IM-540-140-PMK
MATHIEU
pojedyncza sprężyna
140 mm




1/1



IM-043-125-PMK
MATHIEU
pojedyncza sprężyna
125 mm



1/1



IM-940-140-HPZMK
MATHIEU
TC
pojedyncza sprężyna
ukryta zapadka
140 mm





1/1



IM-939-140-PZMK
MATHIEU
TC
pojedyncza sprężyna
ukryta zapadka
140 mm



1/1



IM-839-140-PMK
MATHIEU
pojedyncza sprężyna
ukryta zapadka
140 mm



1/1




1/1



IM-043-140-PMK
MATHIEU
podwójna sprężyna
140 mm



KLESZCZE DYSTALNE



KO-908-130-PZMK
Hard Steel Insert

130 mm
● min. 0,35 mm / 0,014"
○ max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"


KO-918-150-HPZMK
Hard Steel Insert
długie ręczki

150 mm
● min. 0,35 mm / 0,014"
○ max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



KO-928-909-PZMK (long)

147,5 mm
● max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



KO-909-909-PZMK
TC

130 mm
● min. 0,35 mm / 0,014"
○ max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"


KO-919-909-HPZMK
TC
długie ręczki

150 mm
● min. 0,35 mm / 0,014"
○ max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



KO-902-909-PZMK
FLUSH, mały
TC

130 mm
● min. 0,3 mm / 0,012"
○ max. 0,41 x 0,55 mm / 0,016 x 0,022"



KO-903-909-HPZMK
FLUSH, duży
TC

130 mm
● min. 0,4 mm / 0,016"
○ max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



KO-904-909-PZMK
TC
Do cięcia drutu
i drutu skręconego (linki)

120 mm
● min. 0,3 mm / 0,012"
○ max. 0,41 x 0,55 mm / 0,016 x 0,022"

MINI



KLESZCZE TNĄCE DO LIGATUR



KP-924-000-HPZMK 
Hard Steel

 120 mm
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1



KO-364-000-ZZMK 
Hard Steel

 130 mm
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1

KP-964-000-PZMK 
Hard Steel

 130 mm
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1



KO-910-130-PZMK 
Hard Steel Insert

 130 mm
 max. 0,3 mm / 0,012"

KO-910-909-PZMK 
TC

 130 mm
 max. 0,4 mm / 0,028"



1/1



KO-910-130-ZZMK 
Hard Steel Insert


 130 mm
 max. 0,3 mm / 0,012"

KO-910-909-ZZMK 
TC


 130 mm
 max. 0,4 mm / 0,028"



1/1



KLESZCZE TNĄCE DO DRUTÓW TWARDYCH



KP-909-130-PZMK 
Hard Steel Insert

 130 mm
● max. 0,5 mm / 0,020"

KP-909-909-PZMK 
TC

 130 mm
● max. 0,7 mm / 0,028"




1/1

KP-901-130-PZMK 
Hard Steel Insert

 130 mm
● max. 0,5 mm / 0,020"

KP-901-909-PZMK 
TC

 130 mm
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1

KO-911-130-ZZMK 
Hard Steel Insert

 130 mm
● max. 0,5 mm / 0,020"

KO-911-909-ZZMK 
TC

 130 mm
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1

KO-911-130-PZMK 
Hard Steel Insert

 130 mm
● max. 0,5 mm / 0,020"

KO-911-909-PZMK 
TC

 130 mm
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1

KP-911-909-PZMK 
TC

podwójna sprężyna


 130 mm
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1



1/1



KLESZCZE TNĄCE DO DRUTÓW TWARDYCH

KP-940-000-PZMK 
Hard Steel

 150 mm
 max. 1 mm / 0,040"

KP-040-150-PMK
 150 mm
 max. 1 mm / 0,040"



KP-908-000-PZMK 
Hard Steel

 140 mm
 max. 1 mm / 0,040"


KP-108-140-PMK
TC
 140 mm
 max. 1 mm / 0,040"



OP-110-170-PZMK 
Hard Steel Insert

 170 mm
 max. 1,5 mm / 0,060"

Złącze z przekładnią gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie grubych drutów przy użyciu minimalnej siły nacisku.




PRZEKŁADNIA
ODCIĄŻAJĄCA DŁOŃ



OP-932-000-PZMK 
Hard Steel

 150 mm
 max. 1,5 mm / 0,060"

Złącze z przekładnią gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie grubych drutów przy użyciu minimalnej siły nacisku.



PRZEKŁADNIA
ODCIĄŻAJĄCA DŁOŃ



NOŻYCZKI PROTETYCZNE




NP-076-110-PMK
BEEBE

110 mm



1/1



NP-072-110-PMK
BEEBE

110 mm

Jedno ostrze ząbkowane



1/1

NP-076-110-ZMK
BEEBE

110 mm



1/1

NP-038-120-PMK

120 mm



1/1



NP-038-120-ZMK

120 mm



1/1


NP-077-120-PMK

110 mm
0,8 mm

Jedno ostrze ząbkowane



1/1




DOCISKACZ PIERŚCIENI MERSHON

KLESZCZE DO ZAKŁADANIA GUMEK SEPARACYJNYCH

SP-756-140-PMK
MERSHON


140 mm



1/1

SP-108-170-PMS

173 mm




2/3



1/1

SP-109-155-PMK

155 mm



2/3



1/1


POZYCJONER SYSTEMU KRACOVIA (PSK)



AUTORSKI INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY POZYCJONOWANIE ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH I PODSTAWOWĄ DIAGNOSTYKĘ ORTODONTYCZNĄ


Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster,
dr n. med. Stephen Williams, wiz. prof. UJCM

- Pozycjonowanie zamków w wymiarze zarówno wertykalnym jak i mezjalnodystalnym
- Dokładny pomiar dzięki kalibracji do 0,5 mm
- Dwa w jednym - szybsza diagnostyka bez konieczności zmiany narzędzia



POZYCJONOWANIE STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE.

POZYCJONOWANIE ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH



Kontrola pozycji w pionie i M-D



Kontrola pozycji M-D w odniesieniu do strony podniebiennej


POMIAR NAGRYZU POZIOMEGO




POMIAR NAGRYZU PIONOWEGO




PRZYKLEJENIE ODKLEJONEGO ZAMKA



INNE POMIARY




0,18"



SP-001-318-PMK
0,18"

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka


Wysokość pozycjonowania:
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm



SP-001-118-PMK
0,18" - standard

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm




SP-001-218-PMK
0,18"

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:
5,5 mm
6,0 mm
6,5 mm
7,0 mm

0,22"



SP-002-322-PMK
0,22"

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka


Wysokość pozycjonowania:
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm



SP-002-122-PMK
0,22" - standard

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm



SP-002-222-PMK
0,22"

środkowy ząb pozycjonera
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:
5,5 mm
6,0 mm
6,5 mm
7,0 mm


NARZĘDZIA DO APARATÓW STAŁYCH




SP-075-125-PMK
125 mm
Pinceta ortodontyczna
do zakładania zamków




SP-175-125-PMK
125 mm
Pinceta ortodontyczna
z pozycjonerem
do zakładania zamków




DP151R
140 mm
Pinceta ortodontyczna
do zakładania zamków
z pozycjonerem




SP-077-130-PMK
130 mm
Pinceta ortodontyczna
do zakładania rurek



SP-073-125-PMK
125 mm
Pinceta ortodontyczna
do zakładania zamków
- technika lingwalna



POZOSTAŁE NARZĘDZIA



DB370R
175 mm, 7"
Skaler

H 6/7

1/1



SP-009-155-PMK
155 mm
max 0,8 mm
Narzędzie do zaginania
dystalnego łuków

1/1



**SCHURE
DP380R**
160 mm, 7"
Dociskacz do pięścieni/
skaler

1/1



SP-014-160-PMK
160 mm
Sierp ortodontyczny do
ściągnięcia kleju, ze skalą do
pozycjonowania zamków

1/1




SP-031-170-PMK
170 mm
Sierp ortodontyczny do
ściągnięcia ligatur elastycz-
nych, widelec ortodon-
tyczny

1/1



SP-027-170-PMK
170 mm
Widelec ortodontyczny

1/1



INSTRUMENTY POMIAROWE



DB865R
UNC 15
160 mm, 6 1/4"



WHO
DB867R
PCP 11.5 C
160 mm, 6 1/4"



DB866R
UPM
(PCP 11.5 C + UNC 15)
170 mm, 6 3/4"



DF121
Szkłana płytka do mieszania
130 x 80 mm



AA804R
Miara stalowa, nierdzewna,
podziałka milimetrowa
i calowa
150 mm (6")



ZIELINSKY
DP725R
Cyrkiel



BEIERENDONK
DP726R
Suwmiarka




PODSTAWOWY ZESTAW INSTRUMENTÓW ORTODONTYCZNYCH
 DO WIZYTY Z APARATEM STAŁYM



	ZESTAW PRO	ZESTAW BASIC
Kaseta	JG388R	JG388R
Kleszcze typu Weingart	KP-939-140-HPZMK	KP-039-140-HPMK
Kleszcze do cięcia dystalnego	KO-909-909-PZMK	KO-909-909-PZMK
Kleszcze do cięcia ligatur	KO-910-130-PZMK lub KO-364-000-ZZMK	KO-364-000-ZZMK
Kleszcze do ligatur	IM-939-140-PZMK	IM-540-140-PMK
Pozycjoner systemu Kracovia	SP-032-175-PMK	SP-032-175-PMK
Zgłębnik do zdejmowania ligatur	DA802R (katalog Diagnostyka)	DA202R (katalog Diagnostyka)
Sierp ortodontyczny z widelcem	SP-031-170-PMK	SP-031-170-PMK
Pinceta diagnostyczna	DA243R (katalog Diagnostyka)	DA243R (katalog Diagnostyka)

KLESZCZE DO ROZSZERZANIA KORON PLANERT

PLANERT
DP788R
140 mm, 5 1/2"



Kleszcze do rozszerzania koron PLANERT

- Uniwersalne zastosowanie do górnej i dolnej szczęki
- Znaczna oszczędność czasu
- Maksymalna ochrona ozębnej
- Bez złamań pnia i rozgniecenia błony ozębnej
- Ochrona tkanek miękkich przed zranieniem
- Możliwe ponowne użycie koron i mostków jako środków tymczasowych
- Nadające się do użycia przy koronach cienkościennych i z twardych stopów



Na początku korona jest równolegle nacinana cienkim instrumentem.



W celu uzyskania równoległych brzegów, które mogą być dobrze chwytane kleszczami, wprowadza się pod kątem prostym do osi zęba instrument w kształcie walca ok. Ø 1,0 mm.



Zęby kleszczy do rozszerzania koron są ustawiane tak, by dokonać rozwarcia korony.



Wyjęcie korony następuje w tradycyjny sposób.

Nasza wskazówka:

Powstające ściany szczeliny muszą być równoległe. Dolna krawędź korony musi zawsze być przecięta, a szczelina wyciągnięta możliwie do powierzchni żującej. Przy mostkach szczeliny należy przesunąć 1/3 do członu wiszącego. Do bardzo mocno osadzonych koron należy umieścić kleszcze w przeciwnych szczelinach.

JESCO® - ŁYŻKI WYCISKOWE



ŁYŻKI WYCISKOWE AESCULAP®

Łyżki wyciskowe JESCO®-FORM i łyżki wyciskowe WÖSTMANNa perforowane. Przy użyciu plastycznych, względnie sprężystych mas wyciskowych materiał przechodzi przez otwory w łyżce, co pomaga w uzyskaniu dobrego wycisku. Łyżki wyciskowe zostały wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. Łyżki wyciskowe do dolnej szczęki WÖSTMANNa mają ponadto następujące właściwości i zalety*:

- Zmodyfikowana tarcza łyżki ze zmienionym wygięciem
- Przedłużona łyżka przy równoczesnej redukcji poprzecznego rozszerzenia
- Objęcie wszystkich zębów, wraz z 3 trzonowymi
- Wystarczająca i równomierna grubość warstwy masy formującej w obszarze językowego podcięcia zębów.


* Kształty łyżek bazują na analizie naturalnie uzębionych pacjentów:
PD. Dr. B. Wöstmann
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Julius-Liebig-Universität
Abteilung für Zahnärztliche Prothetik
Schlangenzahl 14; D-35392 Gießen



A = szerokość łyżki
B = wysokość łyżki

Do elastycznych i sprężystych mas wyciskowych

Łyżka wyciskowa JESCO® do uzębionej szczęki górnej



	A	B
DR201R	OB 1	66 mm x 52 mm
DR202R	OB 2	71 mm x 62 mm
DR203R	OB 3	71 mm x 64 mm
DR204R	OB 4	80 mm x 70 mm

WÖSTMANN łyżka wyciskowa do uzębionej szczęki dolnej, perforowana



	A	B
DR081R	UB 1	69 mm x 54 mm
DR082R	UB 2	73 mm x 58 mm
DR083R	UB 3	79 mm x 64 mm
DR084R	UB 4	80 mm x 71 mm

POZOSTAŁE NARZĘDZIA




BÖHM
DP741R

Kleszcze teleskopowe BÖHMa pewnie chwytają wewnętrzną koronę, w taki sposób, że zewnętrzna może być bardzo łatwo opracowana. Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia korony przez duży nacisk, należy odpowiednio ustawić wręć nastawny.


DIADUST®



DP739R
model smukły, w części
pracującej ząbkowany
140 mm, 5 1/2"



DP741R
model smukły, w części
pracującej nasyłany diamentem
dla zapewnienia pewnego
uchwyty
140 mm, 5 1/2"



BÖHM	a	b	c	d
DP739R	3,3	4,0	2,3	3,0 mm
DP741P	3,3	4,0	2,3	3,0 mm



FURRER
DP752R

Kleszcze do zdejmowania pierścieni miedzi-
nych, koron prowizorycznych i koron
145 mm, 5 3/4"

DP770R

Instrument do zdejmowania koron i mostów, kompletny zestaw z 3 końcówkami

Umożliwia dostosowanie siły zbijaka do przypadku



DP781R
Uchwyt



DP783R
Końcówka




DP784R
Końcówka





DP787R
Końcówka

NOŻYKI DO GIPSU I WOSKU



SZPATUŁKI DO CEMENTU




NW-060-160-PMS
GRITMAN



NW-103-180-PMS



NW-110-140-PMS



DS015R
220 mm, 8 3/4"




DS210R
Le Cron
160 mm, 6 1/4"



DF138R
165 mm, 6 1/2"




DF150R
bardzo elastyczna
185 mm, 7 1/4"



SZPATUŁKI DO CEMENTU

PIELĘGNACJA NARZĘDZI




DF153R
180 mm, 7"



DF161R
175 mm, 7"



DF163R
180 mm, 7"



DF165R
180 mm, 7"




STERILIT®
JG600 - w zestawie 2 końcówki
AESCULAP® - olej w aerozolu, w pojemnikach Freon-free, do konserwacji instrumentów przed sterylizacją. Nieškodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



STERILIT®
JG598
Olej do instrumentów AESCULAP® do oliwienia złącz, zapadek itp. przed sterylizacją. Nieškodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz broszura D056 1 dostępna na stronie <http://www.a-k-i.org>



SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP

DENTYSTYCZNY SYSTEM KONTENEROWY

Kontenery z perforowaną pokrywą i wanną



JN292
Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 1 x JG381R, 1 x JG383R lub 1 x JG389R. Wanna (JN086) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 46 mm




JN295
Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 2 x JG381R, 1 x JG381R + 1 x JG384R lub 1 x JG285R. Wanna (JN089) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 92 mm



JN294
Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 2 x JG380R, 1 x JG384R lub 1 x JG386R. Wanna (JN088) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 65 mm




JN296
Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów koszy lub kosza JF282R przy zastosowaniu pokrywy kosza JF289R. Wanna (JN090) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 130 mm



JG387R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.
188 x 84 x 30 mm (płaski)




JG381R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG388R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.
188 x 125 x 30 mm (płaski)



JG383R
Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG389R
Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG384R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG393), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN294.
273 x 176 x 41 mm (wysoki)





WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrób medyczny kl. III
- Nie przebarwia szkliwa
- Nietoksyczny
- Bezbarwny
- Chroni tkanki jamy ustnej
- Preparat z zawartością polihexanidyny – silnego środka antybakteryjnego
- Nie zawiera chlorheksydy
- Skuteczny wobec bakterii, w tym MRSA i grzybów w 30 sekund EN 13727
- Hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się MDRO
- Bezbolesne stosowanie
- Najwyższa tolerancja tkankowa
- Usuwa nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
- Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania
- Przedłużony efekt działania antybakteryjnego do 24 godzin

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Dekolonizacja jamy ustnej i gardła (obejmuje szczepy MDRO łącznie z MRSA)
- Przed i po zabiegach stomatologicznych, w powikłaniach infekcyjnych chorób jamy ustnej np. paradontozie
- Irygacja, płukanie jamy ustnej
- Do codziennego użytku w celu usunięcia kamienia nazębnego i zachowania higieny
- Możliwość stosowania u dzieci, jeśli opanowały sztukę płukania jamy ustnej

PRZEZNACZENIE:

Preparat do:

- Eradykacji MRSA, ESBL i VRE w jamie ustnej
- Skutecznego zapobiegania powstaniu kamienia nazębnego, próchnicy, paradontozy i zapalenia dziąseł
- Pielęgnacji uszkodzonych błon śluzowych i przyspieszonego gojenia ran (np. przy długotrwałym leczeniu aparatem ortodontycznym)
- Usuwania nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Bakterie 30 sekund

w tym MDRO (Multi-Drug Resistant Organism)
np. Staphylococcus aureus, MRSA
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Grzyby 30 sekund

Candida albicans
Skuteczność wobec MRSA oznacza działanie przeciw wszystkim szczepom Staphylococcus aureus opornym wobec antybiotyków beta-laktamowych. Do tej grupy antybiotyków należą: penicyliny, metycyliny, dicloxaciliny, nafciliny, oxaciliny. W związku z powyższym, wykazane jest działanie bójcze wobec m.in. ORSA (Oxacillin resistant Staphylococcus aureus).

SPOSÓB UŻYCIA:

Płukać jamę ustną i gardło kilka razy dziennie przez min. 30 sek., stosując 10 ml roztworu. Nie połykać. Stosować wyłącznie na błonach śluzowych. Zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

ProntOral® – skład: 0,15% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, Surfactants, Excipients

Dostępne opakowania	Numer kat.
250 ml z pojemnikiem miarowym	400731

SKLEP INTERNETOWY

www.sklep.bbraun.pl




Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl. Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji
- endodoncji
- implantologii
- diagnostyki
- protetyki
- parodontologii
- stomatologii zachowawczej
- dentystycznych systemów kontenerowych.



najwyższej jakości
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio



serwis i regeneracja
instrumentów

400731	74
AA804R	59
DB370R	56
DB865R	58
DB866R	58
DB867R	58
DF121	58
DF138R	69
DF150R	69
DF153R	70
DF161R	70
DF163R	70
DF165R	70
DP151R	55
DP380R	56
DP725R	59
DP726R	59
DP739R	66
DP741R	66
DP752R	67
DP770R	67
DP781R	67
DP783R	67
DP784R	67
DP787R	67
DP788R	62
DR081R	65
DR082R	65
DR083R	65
DR084R	65
DR201R	65
DR202R	65
DR203R	65
DR204R	65
DS015R	69

DS210R	69
IM-040-002-PMK	36
IM-043-125-PMK	36
IM-043-140-PMK	37
IM-540-140-PMK	36
IM-839-140-PMK	37
IM-939-140-PZMK	37
IM-940-140-HPZMK	36
JG381R	73
JG383R	73
JG384R	73
JG387R	73
JG388R	73
JG389R	73
JG598	71
JG600	71
JN292	72
JN294	72
JN295	72
JN296	72
KN-082-125-XPMK	34
KN-083-125-XPMK	34
KN-083-125-XZMK	34
KO-001-002-PHMK	35
KO-001-140-PMK	35
KO-001-140-ZMK	35
KO-003-135-PMK	35
KO-004-155-PMK	33
KO-058-125-PMK	33
KO-059-125-PMK	17
KO-060-140-HPMK	20
KO-062-130-PMK	17
KO-064-135-PMK	13
KO-065-150-PMK	16
KO-083-140-ZMK	27

KO-083-145-PMK	27
KO-085-125-PMK	13
KO-105-130-PMK	32
KO-125-120-PMK	8
KO-126-120-PMK	8
KO-128-120-PMK	9
KO-129-120-PMK	9
KO-248-140-PMK	30
KO-348-140-PMK	30
KO-364-000-ZZMK	40
KO-902-909-PZMK	39
KO-903-909-HPZMK	39
KO-904-909-PZMK	39
KO-908-130-PZMK	38
KO-909-909-PZMK	38
KO-910-130-PZMK	41
KO-910-130-ZZMK	41
KO-910-909-PZMK	41
KO-910-909-ZZMK	41
KO-911-130-PZMK	43
KO-911-130-ZZMK	42
KO-911-909-PZMK	43
KO-911-909-ZZMK	42
KO-914-125-HPZMK	29
KO-914-140-PZMK	29
KO-915-125-PZMK	29
KO-915-140-PZMK	29
KO-918-150-HPZMK	38
KO-919-909-HPZMK	38
KO-920-050-PMK	32
KO-920-075-PMK	32
KO-920-100-PMK	32
KO-928-909-PZMK	38
KO-946-000-HPZMK	30
KO-957-130-HPZMK	33

KO-985-125-PZMK	13
KP-005-130-PMK	15
KP-007-130-PMK	16
KP-008-130-PMK	19
KP-012-125-PMK	23
KP-013-135-PMK	31
KP-013-135-ZMK	31
KP-015-135-PMK	11
KP-018-000-PZMK	18
KP-025-140-PMK	12
KP-028-009-PMK	12
KP-030-130-PMK	15
KP-036-140-PMK	26
KP-038-125-PMK	25
KP-039-140-HPMK	26
KP-040-150-PMK	44
KP-042-140-PMK	23
KP-044-160-PMK	22
KP-047-125-PMK	14
KP-048-135-PMK	17
KP-053-140-PMK	20
KP-054-125-PMK	25
KP-055-130-PMK	19
KP-067-125-PMK	20
KP-068-115-PMK	24
KP-069-125-PMK	21
KP-070-125-PMK	11
KP-071-135-PMK	22
KP-081-135-PMK	14
KP-083-135-PMK	18
KP-085-125-PMK	12
KP-086-125-PMK	14
KP-087-140-PMK	21
KP-094-150-PMK	10
KP-096-160-PMK	22

KP-097-140-HPMK	11
KP-100-160-PMK	10
KP-101-160-PMK	10
KP-108-140-PMK	45
KP-112-125-PMK	23
KP-114-120-PMK	24
KP-126-130-PMK	15
KP-152-130-PMK	28
KP-213-130-PMK	21
KP-307-130-HPMK	16
KP-382-130-PMK	18
KP-403-125-PMK	28
KP-404-140-PMK	19
KP-454-125-HPMK	24
KP-502-145-PMK	26
KP-503-145-PMK	27
KP-504-145-PMK	27
KP-554-130-PMK	25
KP-901-130-PZMK	42
KP-901-909-PZMK	42
KP-903-125-PZMK	28
KP-904-145-PZMK	27
KP-907-130-PZMK	16
KP-908-000-PZMK	45
KP-909-130-PZMK	42
KP-909-909-PZMK	42
KP-911-909-PZMK	43
KP-913-130-ZZMK	31
KP-913-135-PZMK	31
KP-924-000-HPZMK	40
KP-936-140-HPZMK	26
KP-939-140-HPZMK	26
KP-940-000-PZMK	44
KP-952-130-PZMK	28
KP-964-000-PZMK	40

KP-986-125-PZMK	14
NP-038-120-PMK	47
NP-038-120-ZMK	47
NP-072-110-PMK	46
NP-076-110-PMK	46
NP-076-110-ZMK	46
NP-077-120-PMK	47
NW-060-160-PMS	68
NW-103-180-PMS	68
NW-110-140-PMS	68
OP-110-170-PZMK	44
OP-932-000-PZMK	45
ProntOral® 400731	74
SP-001-118-PMK	52
SP-001-218-PMK	52
SP-001-318-PMK	52
SP-002-122-PMK	53
SP-002-222-PMK	53
SP-002-322-PMK	53
SP-009-155-PMK	56
SP-014-160-PMK	57
SP-027-170-PMK	57
SP-031-170-PMK	57
SP-032-175-PMK	50
SP-073-125-PMK	55
SP-075-125-PMK	54
SP-077-130-PMK	55
SP-108-170-PMS	49
SP-109-155-PMK	49
SP-175-125-PMK	54
SP-756-140-PMK	48
U-046C	30



AESCULAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.sklep.bbbraun.pl