




# CHIFA®

PROTETYKA I ORTODONCJA

ZADBAJ O SKUTECZNE LECZENIE SWOICH PACJENTÓW – zaproponuj im ProntOral®



### KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH



#### ZALETY:

- Pielęgnacja uszkodzonych błon śluzowych i przyspieszonego gojenia ran (np. przy długotrwałym leczeniu aparatem ortodontycznym)
- Szerokie spektrum działania wobec patogennej bioty jamy ustnej
- Zapobieganie powstaniu kamienia nazębnego, próchnicy, paradontozy i zapalenia dziąseł
- Usuwanie nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej
- Kompaktowe opakowanie (250 ml) do łatwego zabrania ze sobą

Więcej informacji na temat ProntOral® znajduje się na stronie 74.

## PRONTORAL®

### PŁYN DO PŁUKANIA I DEKOLONIZACJI JAMY USTNEJ I GARDŁA

## NOWA LINIA KLESZCZY ALIGNER

### KLESZCZE DO NAKŁADEK TYPU ALIGNER

- Na podstawie naszego międzynarodowego doświadczenia zaprojektowaliśmy wyjątkową linię kleszczy do nakładek.
- Kleszcze spełniają oczekiwania ortodontów, zapewniając optymalne wsparcie ich pracy. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, cechują się precyzyjnym wykonaniem i gwarancją funkcjonalności.







#### AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

Stomatologia stoi dzisiaj przed decydującymi zmianami. Aktualna wiedza medyczna i technologiczna, sprawiają, że zabiegi są coraz bardziej precyzyjne, a stosowane techniki operacyjne – coraz mniej inwazyjne. Decydującym elementem tego postępu, obok rosnącego polepszenia możliwości diagnostycznych, jest równoległy, kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego, do którego Aesculap Chifa przyczynia się w zasadniczy sposób. Od ponad 75 lat znani jesteśmy z jakości i niezawodności, a towarzyszące temu innowacyjne podejście do produktów stanowi cechę charakterystyczną

firmy przez cały ten okres. Uzupełnieniem naszego portfolio jest linia produktów do sterylizacji i dezynfekcji instrumentów, powierzchni jak i dłoni oraz bogaty zakres materiałów szewnych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego  
[www.sklep.bb Braun.pl](http://www.sklep.bb Braun.pl)



Od ponad 75 lat wspieramy kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego. Rozwiązania, które proponujemy opieramy o indywidualne podejście do naszych partnerów, a robimy to w najbliższej naszym sercu formie – DIALOGU. Dlatego właśnie zapraszamy do uczestnictwa w DIALOGU TECHNICZNYM, w specjalnie zaprojektowanym centrum Planning and Consulting Center w siedzibie naszej firmy w Nowym Tomysłu.

#### Planning and Consulting Center

Jest to miejsce, w którym:

- umożliwiamy wypróbowanie narzędzi
- udostępniamy całe nasze portfolio (ponad 1000 produktów)
- profesjonalnie doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi

- umożliwiamy obejrzenie całego procesu produkcji instrumentów medycznych.

Umów się na spotkanie ze specjalistą i dopasuj narzędzia do wymagań jakie stawia nam przyszłość oraz my sami.

Zadzwoń: +48 606 330 504

Adres firmy: Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł

**UWAGA!** Proponujemy również spotkania w Twoim gabinecie czy klinice, na które nasz specjalista przyjeżdża z wybranym portfolio narzędzi i profesjonalnie doradza w zakresie ich wyboru.



AESULAP CHIFA z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Nowym Tomyślu oraz Radzynie Podlaskim należą do międzynarodowego koncernu B. Braun. Przeszło 75-letnia tradycja przedsiębiorstwa w Polsce, około 2500 zatrudnionych pracowników we wszystkich spółkach w kraju i tysiące zadowolonych klientów, sprawiają, iż firma stała się ważnym partnerem na rynku medycznym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Stała współpracą i wymiana doświadczeń ze specjalistami z zakresu stomatologii odgrywa decydującą rolę w naszej pracy, umożliwiając wykorzystanie ostatnich odkryć z codziennej praktyki medycznej jako siły napędowej naszego rozwoju. Dzięki temu możemy zagwarantować szeroki, nowoczesny wachlarz wysoko wyspecjalizowanych instrumentów, dedykowanych nowym rozwiązaniom w zakresie protetyki i ortodoncji.

Piktogramy umieszczone przy zdjęciach narzędzi przedstawiają:


- A) Długość narzędzia  
 XXX mm
- B) Rodzaje końcówek części pracujących:
- półkole  
 XXX mm, średnica w mm
  - koło/koło  
 XXX mm, średnica w mm
  - koło/kwadrat (prostokąt)  
 XXX mm / XXX x XXX mm, średnica w mm / szerokość x długość w mm
  - kwadrat/kwadrat (prostokąt)  
 XXX mm, szerokość x długość w mm
  - koło/półkole  
 XXX mm, średnica w mm
- C) Maksymalna i minimalna grubość drutu  
 XXX mm, średnica w mm
- D) Utwardzenie części pracującej narzędzia  
  
Hard Steel - ostrza utwardzone, napawane  
Hard Steel Insert - twarda wkładka stalowa  
TC - twarda wkładka, węgiel spiekany

Tabela przeliczeń mm na cal

| [mm]        | [cal]         |
|-------------|---------------|
| 0,20        | 0,008         |
| 0,25        | 0,010         |
| 0,30        | 0,012         |
| 0,35        | 0,014         |
| 0,40        | 0,016         |
| 0,41 x 0,55 | 0,016 x 0,022 |
| 0,50        | 0,020         |
| 0,55 x 0,55 | 0,022 x 0,022 |
| 0,55 x 0,64 | 0,022 x 0,025 |
| 0,60        | 0,024         |
| 0,70        | 0,028         |
| 0,80        | 0,031         |
| 1,00        | 0,040         |
| 1,40        | 0,055         |
| 1,50        | 0,060         |




# KLESZCZE DO NAKŁADEK ALIGNER



KO-125-120-PMK

120 mm  
Poziome  
Kleszcze umożliwiają korektę nakładek typu Aligner w poziomie, bez dziurkowania.




KO-126-120-PMK

120 mm  
Pionowe  
Kleszcze umożliwiają korektę nakładek typu Aligner w pionie, bez dziurkowania.



KO-128-120-PMK

120 mm  
Dziurkacz  
Kleszcze nadają kształt półksiężyca, aby umożliwić umieszczenie złączników.



KO-129-120-PMK

120 mm  
Łezka  
Tworzy wycięcie w nakładce typu Aligner w obszarze, w którym wymagane są haki.





# KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




KP-100-160-PMK  
KLESZCZE KRAMPONOWE

150 mm  
max. 1 mm / 0,040"



1/1



KP-094-150-PMK  
KLESZCZE KRAMPONOWE


150 mm  
max. 1 mm / 0,040"




1/1

KP-101-160-PMK  
KLESZCZE KRAMPONOWE  
DLA TECHNIKÓW  
ORTODONTYCZNYCH

150 mm  
max. 0,8 mm / 0,031"




1/1





KP-070-125-PMK

125 mm



1/1



KP-015-135-PMK  
GOSLEE

135 mm





1/1

KP-097-140-HPMK

140 mm  
1 x 4 mm



1/1





KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU



KP-025-140-PMK  
JARABAK

- 140 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 0,7 mm



1/1




KP-085-125-PMK  
ADAMS

- 125 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1 mm



1/1



KP-028-009-PMK

- 140 mm
- 0,9 mm



1/1




KO-064-135-PMK  
ADAMS  
TC

- 135 mm
- max. 1 mm / 0,040"
- 1 x 1 mm



1/1



KO-985-125-PZMK  
ADAMS  
Hard Steel Insert


- 125 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1 x 1,2 mm



1/1


KO-085-125-PMK  
ADAMS

- 125 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1 x 1,2 mm





# KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




**KP-986-125-PZMK**   
ANGLE  
Hard Steel Insert

125 mm  
 max. 0,7 mm / 0,028"  
 1 mm / 1 x 1,2 mm

**KP-086-125-PMK**  
ANGLE

125 mm  
 max. 0,7 mm / 0,028"  
 1 mm / 1 x 1,2 mm




**KP-047-125-PMK**  
ANGLE

125 mm  
 max. 0,7 mm / 0,028"  
 0,7 mm / 0,6 x 1 mm




**KP-081-135-PMK**  
ANGLE

135 mm  
 max. 0,5 mm / 0,020"  
 0,8 mm / 0,7 x 0,8 mm



**KP-005-130-PMK**

130 mm  
 max. 0,7 mm / 0,028"  
 0,8 mm / 0,8 x 0,8 mm





**KP-030-130-PMK**

130 mm  
 max. 0,7 mm / 0,028"  
 0,7 mm / 0,7 x 0,7 mm



**KP-126-130-PMK**   
Hard Steel Insert

130 mm  
 max. 0,5 mm / 0,020"  
 0,8 mm / 0,8 x 0,8 mm



# KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU



**KP-307-130-HPMK**  
ANGLE

- 130 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 0,8 mm / 0,9 x 0,9 mm



1/1



**KP-907-130-PZMK**   
ANGLE  
Hard Steel


- 130 mm
- max. 1 mm / 0,040"
- 1,2 mm



1/1

**KP-007-130-PMK**  
ANGLE

- 130 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,2 mm



**KO-065-150-PMK**   
ANGLE  
TC

- 150 mm
- max. 1 mm / 0,040"



1/1


**KO-059-125-PMK**

- 125 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do formowania klamer  
gotowych



1/1



**KO-062-130-PMK**  
SCHWARZ

- 130 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do przeginania klamer  
gotowych



1/1






**KP-048-135-PMK**

- 135 mm
- 0,7 mm / 0,028"

Kleszcze do formowania klamer  
typu Adams



1/1





# KLESZCZE DO FORMOWANIA PĘTLI




Narzędzia: KP-083-135-PMK oraz KP-382-130-PMK



KP-018-000-PZMK  
Hard Steel


- 130 mm
- max. 0,4 mm / 0,016"
- 1,2; 1,8; 2,2 mm / 1,5 x 2 mm



1/1

KP-404-140-PMK  
TWEED/O'BRIEN

- 140 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,2; 1,6; 2 mm



1/1

KP-083-135-PMK  
TWEED

- 135 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 1,2; 1,8; 2,4 mm



1/1

KP-055-130-PMK  
YOUNG

- 130 mm
- max. 0,7 mm / 0,028"
- 1,5; 2,8; 4 mm / 1 x 1,2 mm




1/1

KP-382-130-PMK  
TWEED

- 130 mm
- max. 0,5 mm / 0,020"
- 1,2; 1,8; 2,4 mm



1/1





KP-008-130-PMK  
NANCE


- 130 mm
- 0,7 mm / 0,028"
- stopnie 3, 4, 5 i 6 mm



1/1



# KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU




KP-067-125-PMK

125 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"  
0,9 mm




1/1



KP-053-140-PMK

140 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"  
0,7 mm




1/1

KO-060-140-HPMK  
SCHWARZ

140 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"  
1,2 mm



1/1




KP-069-125-PMK

125 mm  
max. 0,8 mm / 0,031"  
1,2 mm




1/1



KP-213-130-PMK  
FISCHER

130 mm  
max. 0,8 mm / 0,031"  
2,5 mm




1/1

KP-087-140-PMK  
JARABAK

140 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"  
0,9 mm



1/1







# KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU


KP-071-135-PMK

135 mm  
max. 0,8 mm / 0,031"  
1,6 mm




KP-096-160-PMK  
Mc KELLOPS

160 mm  
max. 1 mm / 0,040"  
3 mm



KP-044-160-PMK  
Mc KELLOPS


160 mm  
max. 1 mm / 0,040"  
3 mm



KP-042-140-PMK  
DŁUGIE DE LA ROSA

140 mm  
max. 0,8 mm / 0,031"


Kleszcze do formowania i konturowania łuków



KP-012-125-PMK  
DE LA ROSA

125 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"



Kleszcze do formowania i konturowania łuków




KP-112-125-PMK  
DE LA ROSA

125 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"  
0,16" (0,41mm), 0,18" (0,46mm),  
0,22" (0,56mm)

Kleszcze do formowania i konturowania łuków z rowkami



KLESZCZE ADERER



KP-114-120-PMK  
ADERER

120 mm  
max. 0,6 mm / 0,024"



1/1

KP-068-115-PMK  
ADERER

115 mm  
max. 0,6 mm / 0,024"



1/1

KP-454-125-HPMK  
ADERER



125 mm  
max. 0,3 mm / 0,012"



1/1

KP-554-130-PMK  
ADERER


130 mm  
max. 0,7mm / 0,028"



1/1

KP-054-125-PMK  
ADERER

125 mm  
max. 1 mm / 0,040"



1/1

KP-038-125-PMK  
MALLOTHY

125 mm  
max. 1 mm / 0,040"




1/1





KLESZCZE WEINGART



KP-936-140-HPZMK  
WEINGART  
TC

140 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"




KP-036-140-PMK  
WEINGART

140 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"




KP-939-140-HPZMK  
WEINGART  
TC

140 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-039-140-HPMK  
WEINGART

140 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-502-145-PMK  
WEINGART

145 mm  
max. 0,5 mm / 0,020"



KP-904-145-PZMK  
WEINGART  
TC

145 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"



KP-504-145-PMK  
WEINGART

145 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"




KO-083-145-PMK  
HOW

140 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"



KO-083-140-ZMK  
HOW

140 mm  
max. 0,7 mm / 0,028"



# KLESZCZE DO FORMOWANIA I TORKOWANIA ŁUKÓW






**KP-903-125-PZMK**   
Tweed/Angle  
Hard Steel Insert

125 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"

**KP-403-125-PMK**  
Tweed/Angle

125 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"



**KP-952-130-PZMK**   
Tweed/Angle  
Hard Steel Insert

130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"

**KP-152-130-PMK**  
Tweed/Angle

130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"



**KO-914-125-HPZMK**   
Hard Steel

125 mm  
● max. 0,55 x 0,64 mm  
/0,022 x 0,025"

szerokość torku 4 mm



**KO-915-125-PZMK**   
Hard Steel

125 mm  
● max. 0,55 x 0,64 mm  
/0,022 x 0,025"

szerokość torku 4 mm



**KO-914-140-PZMK**   
Hard Steel

140 mm  
● max 0,55 x 0,64 mm  
/0,022 x 0,025"


szerokość torku 7 mm



**KO-915-140-PZMK**   
Hard Steel

140 mm  
● max 0,55 x 0,64 mm  
/0,022 x 0,025"

szerokość torku 7 mm





# KLESZCZE DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI


# KLESZCZE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW



KO-946-000-HPZMK  
Hard Steel  
140 mm



1/1



U-046C  
wymienny bolec  
do narzędzi  
KO-248-140-PMK  
KO-348-140-PMK  
KO-946-000-HPZMK



KO-348-140-PMK  
140 mm



1/1



KO-248-140-PMK  
140 mm



1/1



KP-913-135-PZMK  
Hard Steel  
135 mm

KP-013-135-PMK  
135 mm



1/1




KP-913-130-ZZMK  
Hard Steel  
135 mm

KP-013-135-ZMK  
135 mm



1/1



KLESZCZE DO FORMOWANIA STOPNI



KO-920-050-PMK


140 mm  
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"  
wysokość stopnia 0,5 mm

KO-920-075-PMK

140 mm  
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"  
wysokość stopnia 0,75 mm



KO-920-100-PMK

140 mm  
max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"  
wysokość stopnia 1,00 mm



KO-105-130-PMK

130 mm  
V-Band Pliers



1/1

NARZĘDZIA DO ZAGINANIA DRUTU



KO-058-125-PMK

125 mm  
max. 0,9 mm / 0,035"

Kleszcze do formowania łuków podniebiennych



1/1



KO-957-130-HPZMK  
Hard Steel Insert

130 mm

Kleszcze do zaciskania haczyków



1/1

KO-004-155-PMK  
CINCH BACK PLIERS

155 mm  
max. 0,46 x 0,64 / 0,018 x 0,025"



1/1






KLESZCZE LIGATUROWE



KN-082-125-HPMK  
HALSTED - MOSQUITO

125 mm



1/1

KN-083-125-HZMK  
HALSTED - MOSQUITO


125 mm




1/1

KN-083-125-HPMK  
HALSTEAD - MICRO

125 mm





1/1



KO-001-002-PHMK  
SMAHA

podwójna sprężyna

140 mm



1/1

KO-001-140-PMK  
SMAHA

pojedyncza sprężyna

140 mm

KO-003-135-PMK  
SMAHA

pojedyncza sprężyna

140 mm




1/1

KO-001-140-ZMK  
SMAHA

pojedyncza sprężyna

140 mm



1/1




KLESZCZE LIGATUROWE




IM-040-002-PMK  
MATHIEU  
podwójna sprężyna  
140 mm



IM-540-140-PMK  
MATHIEU  
pojedyncza sprężyna  
140 mm



1/1



IM-043-125-PMK  
MATHIEU  
pojedyncza sprężyna  
125 mm



1/1

IM-940-140-HPZMK  
MATHIEU  
TC  
pojedyncza sprężyna  
ukryta zapadka  
140 mm



1/1

IM-939-140-PZMK  
MATHIEU  
TC  
pojedyncza sprężyna  
ukryta zapadka  
140 mm





1/1



IM-839-140-PMK  
MATHIEU  
pojedyncza sprężyna  
ukryta zapadka  
140 mm



1/1



IM-043-140-PMK  
MATHIEU  
podwójna sprężyna  
140 mm




1/1





KLESZCZE DYSTALNE



**KO-908-130-PZMK**

Hard Steel Insert

130 mm

min. 0,35 mm / 0,014"

max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"

**KO-918-150-HPZMK**

Hard Steel Insert

dlugie ręczki

150 mm

min. 0,35 mm / 0,014"


max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



**KO-928-909-PZMK (long)**

147,5 mm

max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



**KO-909-909-PZMK**

TC

130 mm

min. 0,35 mm / 0,014"

max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"

**KO-919-909-HPZMK**

TC

dlugie ręczki

150 mm

min. 0,35 mm / 0,014"

max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



**KO-902-909-PZMK**


FLUSH, mały

TC

130 mm

min. 0,3 mm / 0,012"

max. 0,41 x 0,55 mm / 0,016 x 0,022"



**KO-903-909-HPZMK**

FLUSH, duży

TC

130 mm

min. 0,4 mm / 0,016"

max. 0,55 x 0,64 mm / 0,022 x 0,025"



**KO-904-909-PZMK**


TC

Do cięcia drutu i drutu skręconego (linki)

120 mm

min. 0,3 mm / 0,012"


max. 0,41 x 0,55 mm / 0,016 x 0,022"



MINI



# KLESZCZE TNĄCE DO LIGATUR



KP-924-000-HPZMK   
Hard Steel

 120 mm  
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1



KO-364-000-ZZMK   
Hard Steel

 130 mm  
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1

KP-964-000-PZMK   
Hard Steel

 130 mm  
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1



KO-910-130-PZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1



KO-910-909-PZMK   
TC

 130 mm  
 max. 0,4 mm / 0,028"

KO-910-130-ZZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
 max. 0,3 mm / 0,012"



1/1




KO-910-909-ZZMK   
TC

 130 mm  
 max. 0,4 mm / 0,028"



# KLESZCZE TNĄCE DO DRUTÓW TWARDYCH




KP-909-130-PZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"

KP-909-909-PZMK   
TC

 130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1

KP-901-130-PZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"

KP-901-909-PZMK   
TC

 130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"




1/1

KO-911-130-ZZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"

KO-911-909-ZZMK   
TC

 130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"




1/1

KO-911-130-PZMK   
Hard Steel Insert

 130 mm  
● max. 0,5 mm / 0,020"

KO-911-909-PZMK   
TC

 130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1

KP-911-909-PZMK   
TC

podwójna sprężyna

 130 mm  
● max. 0,7 mm / 0,028"



1/1





# KLESZCZE TNĄCE DO DRUTÓW TWARDYCH

KP-940-000-PZMK   
Hard Steel

 150 mm  
 max. 1 mm / 0,040"

KP-040-150-PMK  
 150 mm  
 max. 1 mm / 0,040"



KP-908-000-PZMK   
Hard Steel

 140 mm  
 max. 1 mm / 0,040"


KP-108-140-PMK  
TC  
 140 mm  
 max. 1 mm / 0,040"



OP-110-170-PZMK   
Hard Steel Insert

 170 mm  
 max. 1,5 mm / 0,060"

Złącze z przekładnią gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie grubych drutów przy użyciu minimalnej siły nacisku.




PRZEKŁADNIA  
ODCIĄŻAJĄCA DŁOŃ



OP-932-000-PZMK   
Hard Steel

 150 mm  
 max. 1,5 mm / 0,060"

Złącze z przekładnią gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie grubych drutów przy użyciu minimalnej siły nacisku.



PRZEKŁADNIA  
ODCIĄŻAJĄCA DŁOŃ



NOŻYCZKI PROTETYCZNE




NP-076-110-PMK  
BEEBE

110 mm



1/1



NP-072-110-PMK  
BEEBE

110 mm

Jedno ostrze ząbkowane



1/1

NP-076-110-ZMK  
BEEBE

110 mm



1/1

NP-038-120-PMK

120 mm



1/1



NP-038-120-ZMK

120 mm



1/1


NP-077-120-PMK

110 mm  
0,8 mm

Jedno ostrze ząbkowane




1/1



DOCISKACZ PIERŚCIENI MERSHON

SP-756-140-PMK  
MERSHON

140 mm



1/1

KLESZCZE DO ZAKŁADANIA GUMEK SEPARACYJNYCH

SP-108-170-PMS

173 mm



2/3



1/1

SP-109-155-PMK

155 mm



2/3



1/1




# POZYCJONER SYSTEMU KRACOVIA (PSK)




AUTORSKI INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY POZYCJONOWANIE ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH I PODSTAWOWĄ DIAGNOSTYKĘ ORTODONTYCZNĄ

Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster,  
dr n. med. Stephen Williams, wiz. prof. UJCM

- Pozycjonowanie zamków w wymiarze zarówno wertykalnym jak i mezjalnodystalnym
- Dokładny pomiar dzięki kalibracji do 0,5 mm
- Dwa w jednym - szybsza diagnostyka bez konieczności zmiany narzędzia



## POZYCJONOWANIE ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH



Kontrola pozycji w pionie i M-D



Kontrola pozycji M-D w odniesieniu do strony podniebiennej


## POMIAR NAGRYZU POZIOMEGO



## POMIAR NAGRYZU PIONOWEGO



## PRZYKLEJENIE ODKLEJONEGO ZAMKA




## INNE POMIARY



POZYCJONOWANIE STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE.


0,18"



SP-001-318-PMK  
0,18"

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka


Wysokość pozycjonowania:  
2,0 mm  
2,5 mm  
3,0 mm  
3,5 mm



SP-001-118-PMK  
0,18" - standard

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:  
3,5 mm  
4,0 mm  
4,5 mm  
5,0 mm




SP-001-218-PMK  
0,18"

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:  
5,5 mm  
6,0 mm  
6,5 mm  
7,0 mm


0,22"



SP-002-322-PMK  
0,22"

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka


Wysokość pozycjonowania:  
2,0 mm  
2,5 mm  
3,0 mm  
3,5 mm



SP-002-122-PMK  
0,22" - standard

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:  
3,5 mm  
4,0 mm  
4,5 mm  
5,0 mm



SP-002-222-PMK  
0,22"

środkowy ząb pozycjonera  
pasuje w slot zamka

Wysokość pozycjonowania:  
5,5 mm  
6,0 mm  
6,5 mm  
7,0 mm




# NARZĘDZIA DO APARATÓW STAŁYCH




**SP-075-125-PMK**  
125 mm  
Pinceta ortodontyczna  
do zakładania zamków



**SP-175-125-PMK**  
125 mm  
Pinceta ortodontyczna  
z pozycjonerem  
do zakładania zamków



**DP151R**  
140 mm  
Pinceta ortodontyczna  
do zakładania zamków  
z pozycjonerem



**SP-077-130-PMK**  
130 mm  
Pinceta ortodontyczna  
do zakładania rurek



**SP-073-125-PMK**  
125 mm  
Pinceta ortodontyczna  
do zakładania zamków  
- technika lingwalna





POZOSTAŁE NARZĘDZIA



**DB370R**  
175 mm, 7"  
Skaler



**SCHURE  
DP380R**  
160 mm, 7"  
Dociskacz do pieścieni/  
skaler



**SP-014-160-PMK**  
160 mm  
Sierp ortodontyczny do  
ściągnięcia kleju, ze skalą do  
pozycjonowania zamków



**SP-031-170-PMK**  
170 mm  
Sierp ortodontyczny do  
ściągnięcia ligatur elastycz-  
nych, widelec ortodon-  
tyczny



**SP-027-170-PMK**  
170 mm  
Widelec ortodontyczny

# INSTRUMENTY POMIAROWE



**DB865R**  
UNC 15  
160 mm, 6 1/4"



**WHO DB867R**  
PCP 11.5 C  
160 mm, 6 1/4"



**DB866R**  
UPM  
(PCP 11.5 C + UNC 15)  
170 mm, 6 3/4"



**DF121**  
Szkłana płytka do mieszania  
130 x 80 mm




**AA804R**  
Miara stalowa, nierdzewna,  
podziałka milimetrowa  
i calowa  
150 mm (6")



**ZIELINSKY DP725R**  
Cyrkiel



**BEERENDONK DP726R**  
Suwmiarka





PODSTAWOWY ZESTAW INSTRUMENTÓW ORTODONTYCZNYCH  
 DO WIZYTY Z APARATEM STAŁYM




|                                 | ZESTAW PRO                             | ZESTAW BASIC                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Kaseta                          | JG388R                                 | JG388R                          |
| Kleszcze typu Weingart          | KP-939-140-HPZMK                       | KP-039-140-HPMK                 |
| Kleszcze do cięcia dystalnego   | KO-909-909-PZMK                        | KO-909-909-PZMK                 |
| Kleszcze do cięcia ligatur      | KO-910-130-PZMK<br>lub KO-364-000-ZZMK | KO-364-000-ZZMK                 |
| Kleszcze do ligatur             | IM-939-140-PZMK                        | IM-540-140-PMK                  |
| Pozycjoner systemu Kracovia     | SP-032-175-PMK                         | SP-032-175-PMK                  |
| Zgłębnik do zdejmowania ligatur | DA802R<br>(katalog Diagnostyka)        | DA802R<br>(katalog Diagnostyka) |
| Sierp ortodontyczny z widelcem  | SP-031-170-PMK                         | SP-031-170-PMK                  |
| Pinceta diagnostyczna           | DA243R<br>(katalog Diagnostyka)        | DA243R<br>(katalog Diagnostyka) |



# KLESZCZE DO ROZSZERZANIA KORON PLANERT

PLANERT  
DP788R  
140 mm, 5 1/2"



## Kleszcze do rozszerzania koron PLANERT

- Uniwersalne zastosowanie do górnej i dolnej szczęki
- Znaczna oszczędność czasu
- Maksymalna ochrona ozębnej
- Bez złamań pnia i rozgniecenia błony ozębnej
- Ochrona tkanek miękkich przed zranieniem
- Możliwe ponowne użycie koron i mostków jako środków tymczasowych
- Nadające się do użycia przy koronach cienkościennych i z twardych stopów



Na początku korona jest równolegle nacinana cienkim instrumentem.



W celu uzyskania równoległych brzegów, które mogą być dobrze chwytane kleszczami, wprowadza się pod kątem prostym do osi zęba instrument w kształcie walca ok. Ø 1,0 mm.



Zęby kleszczy do rozszerzania koron są ustawiane tak, by dokonać rozwarcia korony.



Wyjęcie korony następuje w tradycyjny sposób.

## Nasza wskazówka:

Powstające ściany szczeliny muszą być równoległe. Dolna krawędź korony musi zawsze być przecięta, a szczelina wyciągnięta możliwie do powierzchni żującej. Przy mostkach szczeliny należy przesunąć 1/3 do członu wiszącego. Do bardzo mocno osadzonych koron należy umieścić kleszcze w przeciwnych szczelinach.




ŁYŻKI WYCISKOWE AESCULAP®

Łyżki wyciskowe JESCO®-FORM i łyżki wyciskowe WÖSTMANNa perforowane. Przy użyciu plastycznych, względnie sprężystych mas wyciskowych materiał przechodzi przez otwory w łyżce, co pomaga w uzyskaniu dobrego wycisku. Łyżki wyciskowe zostały wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. Łyżki wyciskowe do dolnej szczęki WÖSTMANNa mają ponadto następujące właściwości i zalety\*:

- Zmodyfikowana tarcza łyżki ze zmienionym wygięciem
- Przedłużona łyżka przy równoczesnej redukcji poprzecznego rozszerzenia
- Objęcie wszystkich zębów, wraz z 3 trzonowymi
- Wystarczająca i równomierna grubość warstwy masy formującej w obszarze językowego podcięcia zębów.


\* Kształty łyżek bazują na analizie naturalnie uzębionych pacjentów:  
PD. Dr. B. Wöstmann  
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  
der Julius-Liebig-Universität  
Abteilung für Zahnärztliche Prothetik  
Schlangenzahl 14; D-35392 Gießen



A = szerokość łyżki  
B = wysokość łyżki

Do elastycznych i sprężystych mas wyciskowych

Łyżka wyciskowa JESCO® do uzębionej szczęki górnej



|        | A    | B             |
|--------|------|---------------|
| DR201R | OB 1 | 66 mm x 52 mm |
| DR202R | OB 2 | 71 mm x 62 mm |
| DR203R | OB 3 | 71 mm x 64 mm |
| DR204R | OB 4 | 80 mm x 70 mm |

WÖSTMANN łyżka wyciskowa do uzębionej szczęki dolnej, perforowana



|        | A    | B             |
|--------|------|---------------|
| DR081R | UB 1 | 69 mm x 54 mm |
| DR082R | UB 2 | 73 mm x 58 mm |
| DR083R | UB 3 | 79 mm x 64 mm |
| DR084R | UB 4 | 80 mm x 71 mm |

POZOSTAŁE NARZĘDZIA




BÖHM  
DP741R

Kleszcze teleskopowe BÖHMa pewnie chwytają wewnętrzną koronę, w taki sposób, że zewnętrzna może być bardzo łatwo opracowana. Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia korony przez duży nacisk, należy odpowiednio ustawić wręć nastawny.


DIADUST®



DP739R  
model smukły, w części  
pracującej ząbkowany  
140 mm, 5 1/2"



DP741R  
model smukły, w części  
pracującej napyłany diamentem  
dla zapewnienia pewnego  
uchwyty  
140 mm, 5 1/2"



| BÖHM   | a   | b   | c   | d      |
|--------|-----|-----|-----|--------|
| DP739R | 3,3 | 4,0 | 2,3 | 3,0 mm |
| DP741P | 3,3 | 4,0 | 2,3 | 3,0 mm |



FURRER  
DP752R

Kleszcze do zdejmowania pierścieni miedzi-  
nych, koron prowizorycznych i koron  
145 mm, 5 3/4"

DP770R

Instrument do zdejmowania koron i mostów, kompletny zestaw z 3 końcówkami

Umożliwia dostosowanie siły zbijaka do przypadku



DP781R  
Uchwyt



DP783R  
Końcówka



DP784R  
Końcówka




DP787R  
Końcówka





NOŻYKI DO GIPSU I WOSKU

SZPATUŁKI DO CEMENTU





NW-060-160-PMS  
GRITMAN




1/2

NW-103-180-PMS



1/2

NW-110-140-PMS



1/2




DS015R  
220 mm, 8 3/4"



DF138R  
165 mm, 6 1/2"




DF150R  
bardzo elastyczna  
185 mm, 7 1/4"



SZPATUŁKI DO CEMENTU

PIEŁĘGNACJA NARZĘDZI




DF153R  
180 mm, 7"



DF161R  
175 mm, 7"



DF163R  
180 mm, 7"



DF165R  
180 mm, 7"



**STERILIT®**  
**JG600** - w zestawie 2 końcówki  
AESCULAP® - olej w aerozolu, w pojemnikach Freon-free, do konserwacji instrumentów przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



**STERILIT®**  
**JG598**  
Olej do instrumentów AESCULAP® do oliwienia złącz, zapadek itp. przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz broszura D056 1 dostępna na stronie <http://www.a-k-i.org>



# SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP

## DENTYSTYCZNY SYSTEM KONTENEROWY

Kontenery z perforowaną pokrywą i wanną



### JN292

Kontener dentystyczny.  
Przeznaczony do koszy: 1 x JG381R, 1 x JG383R lub 1 x JG389R. Wanna (JN086) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.  
312 x 190 x 46 mm



### JN294

Kontener dentystyczny.  
Przeznaczony do koszy: 2 x JG380R, 1 x JG384R lub 1 x JG386R. Wanna (JN088) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.  
312 x 190 x 65 mm



### JN295

Kontener dentystyczny.  
Przeznaczony do koszy: 2 x JG381R, 1 x JG381R + 1 x JG384R lub 1 x JG285R. Wanna (JN089) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.  
312 x 190 x 92 mm



### JN296

Kontener dentystyczny.  
Przeznaczony do wszystkich rodzajów koszy lub kosza JF282R przy zastosowaniu pokrywy kosza JF289R. Wanna (JN090) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.  
312 x 190 x 130 mm




### JG387R

Kosz dentystyczny.  
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.  
188 x 84 x 30 mm (płaski)



### JG388R

Kosz dentystyczny.  
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.  
188 x 125 x 30 mm (płaski)



### JG389R

Kosz dentystyczny.  
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.  
273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG381R

Kosz dentystyczny.  
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.  
273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG383R

Kosz dentystyczny.  
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.  
273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG384R

Kosz dentystyczny.  
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG393), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN294.  
273 x 176 x 41 mm (wysoki)







WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrób medyczny kl. III
- Nie przebarwia szkliwa
- Nietoksyczny
- Bezbarwny
- Chroni tkanki jamy ustnej
- Preparat z zawartością polihexanidyny – silnego środka antybakteryjnego
- Nie zawiera chlorheksydyny
- Skuteczny wobec bakterii, w tym MRSA i grzybów w 30 sekund EN 13727
- Hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się MDRO
- Bezbolesne stosowanie
- Najwyższa tolerancja tkankowa
- Usuwa nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
- Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania
- Przedłużony efekt działania antybakteryjnego do 24 godzin

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Dekolonizacja jamy ustnej i gardła (obejmuje szczepy MDRO łącznie z MRSA)
- Przed i po zabiegach stomatologicznych, w powikłaniach infekcyjnych chorób jamy ustnej np. paradontozie
- Irygacja, płukanie jamy ustnej
- Do codziennego użytku w celu usunięcia kamienia nazębnego i zachowania higieny
- Możliwość stosowania u dzieci, jeśli opanowały sztukę płukania jamy ustnej

PRZEZNACZENIE:

Preparat do:

- Eradykacji MRSA, ESBL i VRE w jamie ustnej
- Skutecznego zapobiegania powstaniu kamienia nazębnego, próchnicy, paradontozy i zapalenia dziąseł
- Pielęgnacji uszkodzonych błon śluzowych i przyspieszonego gojenia ran (np. przy długotrwałym leczeniu aparatem ortodontycznym)
- Usuwania nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Bakterie 30 sekund

w tym MDRO (Multi-Drug Resistant Organism)  
np. Staphylococcus aureus, MRSA  
Enterococcus hirae  
Pseudomonas aeruginosa  
Acinetobacter baumannii  
Enterococcus faecium (VRE)  
Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Grzyby 30 sekund

Candida albicans  
Skuteczność wobec MRSA oznacza działanie przeciw wszystkim szczepom Staphylococcus aureus opornym wobec antybiotyków beta-laktamowych. Do tej grupy antybiotyków należą: penicyliny, metycyliny, dicloxaciliny, nafciliny, oxaciliny. W związku z powyższym, wykazane jest działanie bójcze wobec m.in. ORSA (Oxacillin resistant Staphylococcus aureus).

SPOSÓB UŻYCIA:

Płukać jamę ustną i gardło kilka razy dziennie przez min. 30 sek., stosując 10 ml roztworu. Nie połykać. Stosować wyłącznie na błonach śluzowych. Zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

ProntOral® – skład: 0,15% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, Surfactants, Excipients

| Dostępne opakowania           | Numer kat. |
|-------------------------------|------------|
| 250 ml z pojemnikiem miarowym | 400731     |

# SKLEP INTERNETOWY

[www.sklep.bbraun.pl](http://www.sklep.bbraun.pl)




Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego [www.sklep.bbraun.pl](http://www.sklep.bbraun.pl). Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji
- endodoncji
- implantologii
- diagnostyki
- protetyki
- parodontologii
- stomatologii zachowawczej
- dentystycznych systemów kontenerowych.



najwyższej jakości  
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio



serwis i regeneracja  
instrumentów



|        |    |
|--------|----|
| 400731 | 74 |
| AA804R | 59 |
| DB370R | 56 |
| DB865R | 58 |
| DB866R | 58 |
| DB867R | 58 |
| DF121  | 58 |
| DF138R | 69 |
| DF150R | 69 |
| DF153R | 70 |
| DF161R | 70 |
| DF163R | 70 |
| DF165R | 70 |
| DP151R | 55 |
| DP380R | 56 |
| DP725R | 59 |
| DP726R | 59 |
| DP739R | 66 |
| DP741R | 66 |
| DP752R | 67 |
| DP770R | 67 |
| DP781R | 67 |
| DP783R | 67 |
| DP784R | 67 |
| DP787R | 67 |
| DP788R | 62 |
| DR081R | 65 |
| DR082R | 65 |
| DR083R | 65 |
| DR084R | 65 |
| DR201R | 65 |
| DR202R | 65 |
| DR203R | 65 |
| DR204R | 65 |
| DS015R | 69 |

|                  |    |
|------------------|----|
| IM-040-002-PMK   | 36 |
| IM-043-125-PMK   | 36 |
| IM-043-140-PMK   | 37 |
| IM-540-140-PMK   | 36 |
| IM-839-140-PMK   | 37 |
| IM-939-140-PZMK  | 37 |
| IM-940-140-HPZMK | 36 |
| JG381R           | 73 |
| JG383R           | 73 |
| JG384R           | 73 |
| JG387R           | 73 |
| JG388R           | 73 |
| JG389R           | 73 |
| JG598            | 71 |
| JG600            | 71 |
| JN292            | 72 |
| JN294            | 72 |
| JN295            | 72 |
| JN296            | 72 |
| KN-082-125-XPMK  | 34 |
| KN-083-125-XPMK  | 34 |
| KN-083-125-XZMK  | 34 |
| KO-001-002-PHMK  | 35 |
| KO-001-140-PMK   | 35 |
| KO-001-140-ZMK   | 35 |
| KO-003-135-PMK   | 35 |
| KO-004-155-PMK   | 33 |
| KO-058-125-PMK   | 33 |
| KO-059-125-PMK   | 17 |
| KO-060-140-HPMK  | 20 |
| KO-062-130-PMK   | 17 |
| KO-064-135-PMK   | 13 |
| KO-065-150-PMK   | 16 |
| KO-083-140-ZMK   | 27 |
| KO-083-145-PMK   | 27 |

|                  |    |
|------------------|----|
| KO-085-125-PMK   | 13 |
| KO-105-130-PMK   | 32 |
| KO-125-120-PMK   | 8  |
| KO-126-120-PMK   | 8  |
| KO-128-120-PMK   | 9  |
| KO-129-120-PMK   | 9  |
| KO-248-140-PMK   | 30 |
| KO-348-140-PMK   | 30 |
| KO-364-000-ZZMK  | 40 |
| KO-902-909-PZMK  | 39 |
| KO-903-909-HPZMK | 39 |
| KO-904-909-PZMK  | 39 |
| KO-908-130-PZMK  | 38 |
| KO-909-909-PZMK  | 38 |
| KO-910-130-PZMK  | 41 |
| KO-910-130-ZZMK  | 41 |
| KO-910-909-PZMK  | 41 |
| KO-910-909-ZZMK  | 41 |
| KO-911-130-PZMK  | 43 |
| KO-911-130-ZZMK  | 42 |
| KO-911-909-PZMK  | 43 |
| KO-911-909-ZZMK  | 42 |
| KO-914-125-HPZMK | 29 |
| KO-914-140-PZMK  | 29 |
| KO-915-125-PZMK  | 29 |
| KO-915-140-PZMK  | 29 |
| KO-918-150-HPZMK | 38 |
| KO-919-909-HPZMK | 38 |
| KO-920-050-PMK   | 32 |
| KO-920-075-PMK   | 32 |
| KO-920-100-PMK   | 32 |
| KO-928-909-PZMK  | 38 |
| KO-946-000-HPZMK | 30 |
| KO-957-130-HPZMK | 33 |
| KO-985-125-PZMK  | 13 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| KP-005-130-PMK  | 15 |
| KP-007-130-PMK  | 16 |
| KP-008-130-PMK  | 19 |
| KP-012-125-PMK  | 23 |
| KP-013-135-PMK  | 31 |
| KP-013-135-ZMK  | 31 |
| KP-015-135-PMK  | 11 |
| KP-018-000-PZMK | 18 |
| KP-025-140-PMK  | 12 |
| KP-028-009-PMK  | 12 |
| KP-030-130-PMK  | 15 |
| KP-036-140-PMK  | 26 |
| KP-038-125-PMK  | 25 |
| KP-039-140-HPMK | 26 |
| KP-040-150-PMK  | 44 |
| KP-042-140-PMK  | 23 |
| KP-044-160-PMK  | 22 |
| KP-047-125-PMK  | 14 |
| KP-048-135-PMK  | 17 |
| KP-053-140-PMK  | 20 |
| KP-054-125-PMK  | 25 |
| KP-055-130-PMK  | 19 |
| KP-067-125-PMK  | 20 |
| KP-068-115-PMK  | 24 |
| KP-069-125-PMK  | 21 |
| KP-070-125-PMK  | 11 |
| KP-071-135-PMK  | 22 |
| KP-081-135-PMK  | 14 |
| KP-083-135-PMK  | 18 |
| KP-085-125-PMK  | 12 |
| KP-086-125-PMK  | 14 |
| KP-087-140-PMK  | 21 |
| KP-094-150-PMK  | 10 |
| KP-096-160-PMK  | 22 |
| KP-097-140-HPMK | 11 |

|                  |    |
|------------------|----|
| KP-100-160-PMK   | 10 |
| KP-101-160-PMK   | 10 |
| KP-108-140-PMK   | 45 |
| KP-112-125-PMK   | 23 |
| KP-114-120-PMK   | 24 |
| KP-126-130-PMK   | 15 |
| KP-152-130-PMK   | 28 |
| KP-213-130-PMK   | 21 |
| KP-307-130-HPMK  | 16 |
| KP-382-130-PMK   | 18 |
| KP-403-125-PMK   | 28 |
| KP-404-140-PMK   | 19 |
| KP-454-125-HPMK  | 24 |
| KP-502-145-PMK   | 26 |
| KP-503-145-PMK   | 27 |
| KP-504-145-PMK   | 27 |
| KP-554-130-PMK   | 25 |
| KP-901-130-PZMK  | 42 |
| KP-901-909-PZMK  | 42 |
| KP-903-125-PZMK  | 28 |
| KP-904-145-PZMK  | 27 |
| KP-907-130-PZMK  | 16 |
| KP-908-000-PZMK  | 45 |
| KP-909-130-PZMK  | 42 |
| KP-909-909-PZMK  | 42 |
| KP-911-909-PZMK  | 43 |
| KP-913-130-ZZMK  | 31 |
| KP-913-135-PZMK  | 31 |
| KP-924-000-HPZMK | 40 |
| KP-936-140-HPZMK | 26 |
| KP-939-140-HPZMK | 26 |
| KP-940-000-PZMK  | 44 |
| KP-952-130-PZMK  | 28 |
| KP-964-000-PZMK  | 40 |
| KP-986-125-PZMK  | 14 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| NP-038-120-PMK    | 47 |
| NP-038-120-ZMK    | 47 |
| NP-072-110-PMK    | 46 |
| NP-076-110-PMK    | 46 |
| NP-076-110-ZMK    | 46 |
| NP-077-120-PMK    | 47 |
| NW-060-160-PMS    | 68 |
| NW-103-180-PMS    | 68 |
| NW-110-140-PMS    | 68 |
| OP-110-170-PZMK   | 44 |
| OP-932-000-PZMK   | 45 |
| ProntOral® 400731 | 74 |
| SP-001-118-PMK    | 52 |
| SP-001-218-PMK    | 52 |
| SP-001-318-PMK    | 52 |
| SP-002-122-PMK    | 53 |
| SP-002-222-PMK    | 53 |
| SP-002-322-PMK    | 53 |
| SP-014-160-PMK    | 57 |
| SP-027-170-PMK    | 57 |
| SP-031-170-PMK    | 57 |
| SP-032-175-PMK    | 50 |
| SP-073-125-PMK    | 55 |
| SP-075-125-PMK    | 54 |
| SP-077-130-PMK    | 55 |
| SP-108-170-PMS    | 49 |
| SP-109-155-PMK    | 49 |
| SP-175-125-PMK    | 54 |
| SP-756-140-PMK    | 48 |
| U-046C            | 30 |





AESULAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | [www.sklep.bbbaun.pl](http://www.sklep.bbbaun.pl)