



AESCULAP® PERIODONTOLOGIA



Zdobywca wyróżnienia
iF DESIGN AWARD 2015
w kategorii Medycyna / Służba zdrowia

**ZOBACZ TO.
POCZUJ TO.**



NARZĘDZIA AESCULAP® ERGOPROBE NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI

Niezawodne działanie

- Końcówki robocze zgłębników stomatologicznych wykonane są ze stali Phynox
 - ➔ Niezwykle smukłe
 - ➔ Elastyczne
 - ➔ Stabilne wymiarowo
- Zgłębniki periodontologiczne powlekane są azotkiem tytanu
 - ➔ Dokładne oznakowanie
 - ➔ Płynne przejścia poszczególnych elementów
 - ➔ Mniejsze zużycie

Wygodna rękojeść

Ergonomiczny uchwyt

- Odpowiedni kształt, lekkość oraz grubość uchwytu zapewniają łatwiejszą pracę z narzędziem

Pionierska estetyka

AESCULAP® ERGOPERIO

LUSTERKA DENTYSTYCZNE, PINCETY DENTYSTYCZNE, SONDY PERIODONTOLOGICZNE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

Lusterka dentystyczne

Aesculap "Rhodium"

Wysokiej jakości lusterko dentystyczne

- Krystaliczne odbicie bez odbłasku i doskonała ostrość nawet przy silnym świetle
- Doskonale nadaje się m.in. do zabiegów operacyjnych, leczenia głębokich jam, endodoncji, chirurgii czy implantologii
- Dostępne w średnicach 22 mm i 24 mm



DA083
Uchwyt lusterka
dentystycznego
135 mm, 5½"



DA036R Ø 22 mm
DA037R Ø 24 mm

Lusterka "Rhodium"

Jednostka zamówienia:

PAK = pakowane po 12 sztuk



DA026R Ø 22 mm
DA027R Ø 24 mm

Lusterka "Surface"

Jednostka zamówienia:

PAK = pakowane po 12 sztuk



LONDON-COLLEGE, mod.
DA244R
150 mm, 6"



DB865R
UNC 15
160 mm, 6¼"



DB874R
160 mm, 6¼"



DB868R
PCP 11
160 mm, 6¼"



DB862R
PCP 12
160 mm, 6¼"



WHO
DB867R
PCP 11.5 C
160 mm, 6¼"

AESCULAP® ERGOPERIO

SONDY PERIODONTOLOGICZNE, SONDA DO DIAGNOSTYKI FURKACJI

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



DB866R
UPM
(PCP 11.5 C + UNC 15)
170 mm, 6 3/4"



NABERS DA882R
P2N
Sonda do diagnostyki furkacji
170 mm, 6 3/4"



WILLIAMS-FOX DB775R
165 mm, 6 1/2"



HAUER DB776R
135 mm, 5 1/4"

Sonda periodontologiczna z określoną siłą nacisku 0.2 N (20 g)



Ze względu na brak standaryzacji siły nacisku pomiarowego, podczas pomiarów parametrów klinicznych z zastosowaniem różnych metod sondowania, często uzyskuje się sprzeczne wyniki. Tylko zastosowanie czułego na nacisk zgłębnika periodontologicznego pozwala na obiektywną ocenę stanu przyzębia. W przypadku oceny chorób przyzębia, wpływ na pomiar mają różnego rodzaju czynniki aparaturowe oraz subiektywne, czego skutkiem może być niedoszacowanie prawidłowej głębokości sondowania.

W przypadku zastosowania zbyt małego ciśnienia, głównym czynnikiem ograniczającym pomiar za pomocą zgłębnika jest morfologia tkanki miękkiej, a nie rozmiary włókien. Dzięki ustalonej sile nacisku sprężyny o wartości 0,2 N, zgłębniki periodontologiczne umożliwiają przeprowadzenie standaryzowanych pomiarów podczas badań kontrolnych po leczeniu chorób przyzębia, w szczególności długotrwałych badań zmian zapalnych w dziąsłach.



DB764R
UNC 15
165 mm, 6 1/2"



WHO DB765R
PCP 11.5 C
165 mm, 6 1/2"




AESCULAP® ERGOPERIO – MIKROPINCETY

UCHWYT POD KONTROLĄ!

AESCULAP® ERGOPERIO


MIKROPINCETY



Kształt i wygląd

- Taliowany kształt dla wygodnego trzymania
- Okrągła rączka umożliwia obracanie instrumentów końcami palców
- Dobrze wyważone instrumenty z centrycznym punktem równowagi

Ergoperio – mikropincety chroniące tkanki podczas zabiegów



Powiększenie 200 %

Równoległe zamykanie na całej powierzchni roboczej

- Umożliwia uchwycenie tkanki miękkiej na całej długości powierzchni roboczej
- Zredukowanie nacisku na czubku pincety
- Zachowanie delikatnej struktury tkanki miękkiej



Powiększenie 200 %

Wielkość powierzchni roboczej

- Doskonałe do zabiegów mikrochirurgicznych
- Precyzyjne uchwycenie tkanki miękkiej i szwów (do 6/0)
- Minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur tkanki miękkiej

AESCULAP® ERGOPERIO

MIKROPINCETY

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



DX060R
preparacyjne
proste
180 mm, 7"



DX061R
preparacyjne
zakrzywione
175 mm, 6¾"



DX070R
atraumatyczne
proste
180 mm, 7"




DX071R
atraumatyczne
zakrzywione
175 mm, 7"



DX080R
chirurgiczne
proste
180 mm, 7"




DX081R
chirurgiczne
zakrzywione
175 mm, 6¾"



DUROGRIP®
Wkładki karbidowe

BM003R
DUROGRIP® Igłotrzymacz
mikrochirurgiczny,
4/0–6/0, 180 mm, 7"



DIADUST®
Szczęki napyłane
diamentem

FD258R
DIADUST® Igłotrzymacz
mikrochirurgiczny prosty,
4/0–6/0, 180 mm, 7"




DIADUST®
Szczęki napyłane
diamentem


FD259R
DIADUST® Igłotrzymacz
mikrochirurgiczny zagięty,
6/0–8/0, 180 mm, 7"



FD252R
Mikronożyczki do materiałów
szewnych, zakrzywione, jedno
ostrze ząbkowane, 6/0 – 8/0,
180 mm, 7"



BC110R
Delikatne nożyczki
proste
110 mm, 3 3/8"



BC111R
Delikatne nożyczki
zakrzywione
110 mm, 3 3/8"



BB045T
Tytanowy trzonek
do ostrzy mikro-
chirurgicznych
145 mm, 5 3/4"



DX305R
ERGOPLANT
uchwyt do ostrzy
mikrochirurgicznych
150 mm, 6"



BB063R
Uchwyt skalpela
145 mm, 5 3/4"



BB073R
Nr 3
125 mm, 5"




BB077R
Nr 7
160 mm, 6 1/4"



KIRKLAND
DX450R
Nóż do gingiwektomii
175 mm, 7"

ORBAN
DB939R
Nóż do gingiwektomii
165 mm, 6½"



DB095
Oryginalna osełka Arkansas,
przeznaczona do ostrzenia
narzędzi do tunelowania
75 x 25 x 7 mm



JG598
Olej do osełek Aesculap
Pojemność: 50 ml



Zaokrąglono-splaszczone części pracujące umożliwiają szerszy ruch i znacząco zwiększają promień poruszania się w przednich i bocznych preparacjach poddziąsłowych.

Zaostrzone części pracujące instrumentu pozwalają na zastosowanie preparacji metodą leczenia przez szczelinę zarówno dziąsłową, jak i tunelową

Konstrukcja i kąt nachylenia części pracujących ułatwiają pracę na powierzchniach wypukłych.



STRICKER
DX310R
180 mm, 7½"

Prosty instrument do tunelowania stosowany głównie do górnej szczęki, w obszarze przednim i bocznym. Umożliwia to podważenie dużych obszarów dziąseł stosując zarówno techniki tunelowe, jak i bruzdowe.




STRICKER
DX311R
180 mm, 7½"

Zagięty instrument do tunelowania wykorzystywany głównie do przygotowania obszarów bocznych. Może być również stosowany dystalnie, bez rozrywania tkanki błony śluzowej, jak również do żuchwy.



RASPATHWAY


ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



AESCULAP® ERGOPERIO

RASPATORY, PODWAŻKA DO BRODAWEK, KIRETY KOSTNE, MINI-DŁUTO

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



AESCULAP® ERGOPERIO

MINI-DŁUTA

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.





Fig. S13K/TG

KIRKLAND
DB030R
Mini-dłuto
190 mm, 7 1/2"

Fig. 4

OCHSENBEIN
DB034R
Mini-dłuto
190 mm, 7 1/2"



Fig. M CR 36/37



RHODES
DB835R
Mini-dłuto do
kształtowania
konturów kości
175 mm, 7"




Fig. CR 36/37


RHODES
DB836R
Mini-dłuto do
kształtowania
konturów kości
175 mm, 7"




WARD
DO546R
Raspator
170 mm, 6 3/4"




WILLIGER
FK300R
Raspator
160 mm, 6 1/4"




SYME
DO547R
Elewator
185 mm, 7 1/4"




KÖNIG
OM309R
Raspator
155 mm, 6"



WILLIGER
DO510R
Raspator
140 mm, 5 1/2"




MEAD
DO520R
Raspator
165 mm, 6 1/4"



BÜCHS
DO518R
Raspator
190 mm, 7 1/2"



MOLT
DO543R
Raspator
180 mm, 7"





ANATOMIC COLOURS

Ergonomiczny projekt uchwyty jest szczególnie ważny dla kiret i skalerów. Lekka rączka i łatwa do chwytania powierzchnia instrumentów umożliwiają ergonomiczną pracę w gabinecie. Dzięki odpowiednio dobranej stali, końcówki robocze narzędzi są niezwykle wytrzymałe, a oznakowanie instrumentów kolorami umożliwia ich łatwą i szybką identyfikację.

AESCULAP® KIRETY

ZASTOSOWANIE PODDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



Fig. 1/2

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB380R**
Przednie uniwersalne
175 mm, 7"



Fig. 3/4

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB381R**
Przednie, przedtrzonowce uniwersalne
170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "



Fig. 5/6

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB382R**
Przednie, przedtrzonowce uniwersalne
175 mm, 7"



Fig. 7/8

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB383R**
Przedtrzonowce, trzonowce policzkowo-językowa
170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "



Fig. 9/10

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB384R**
Przedtrzonowce, trzonowce policzkowo-językowa
170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "



Fig. 11/12

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB385R**
Przedtrzonowce, trzonowce mezjalno-policzkowa/mezjalno-językowa
175 mm, 7"



Fig. 13/14

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB386R**
Przedtrzonowce, trzonowce dystalno-policzkowa/dystalno-językowa
175 mm, 7"



Fig. 15/16

$\frac{1}{16}$

**GRACEY
DB387R**
Przedtrzonowce, trzonowce mezjalno-policzkowa/mezjalno-językowa
175 mm, 7"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

27

SPECJALNA
KOMBINACJA
KSZTAŁTÓW
GRACEY

Kombinacja dużej sztywności i drobnych fili-granowych końcówek roboczych powoduje, że oporny kamień nazębny może być usuwany dokładnie i skutecznie za pomocą sztywnych kiret. Nie jest już konieczne przeprowadzanie czasochłonnego powtórnego skalingu za pomocą elastycznych kiret. Elastyczne kirety powinny być zawsze stosowane w celu dokończenia wygładzania powierzchni korzenia. Kształty Gracey: 12/13 i 11/14 pozwalają przede wszystkim zaoszczędzić czas, ponieważ przy zastosowaniu kształtu 12/13 wszystkie powierzchnie środkowo-dalsze w bocznym obszarze zęba, np. w pierwszej ćwiartce, mogą być poddane pełnej obróbce w kierunku przedsionkowym w jednym kroku bez konieczności zmiany instrumentu. Tylko w przypadku zmiany na kierunek podniebieniowy stosowany jest kształt 11/14. Druga ćwiartka rozpoczyna się oczywiście od kształtu 11/14 dla rejonów środkowo-dalszych w kierunku przedsionkowym, etc.



GRACEY
DB389R
Fig. 12/13
mezjalno-predsionkowe,
mezjalno-ustne, dystalno-
predsionkowe, dystalno-ustne
175 mm, 7"



GRACEY
DB388R
Fig. 11/14
mezjalno-predsionkowe,
mezjalno-ustne, dystalno-przed-
sionkowe, dystalno-ustne
175 mm, 7"



Fig. 5/6
Przednie,
przedtrzonowce
Sztywna-GRACEY
DB582R
175 mm, 7"



Fig. 7/8
Przedtrzonowce,
trzonowce
policzkowo-językowe
Sztywna-GRACEY
DB583R
170 mm, 6 3/4"



Fig. 11/12
Przedtrzonowce,
trzonowce
mezjalno-policzkowe/
mezjalno-językowe
Sztywna-GRACEY
DB585R
175 mm, 7"




Fig. 13/14
Przedtrzonowce,
trzonowce
dystalno-policzkowe/
dystalno-językowe
Sztywna-GRACEY
DB586R
175 mm, 7"

AESCULAP® KIRETY


ZASTOSOWANIE PODDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

GRACEY



Mini-GRACEY



Część pracująca 3 mm dłuższa niż standardowe GRACEY, wąska część pracująca dla łatwego dotarcia do głęboko umiejscowionych powierzchni korzeni.



Fig. 1/2

Mini-GRACEY
DB470R
Przednie uniwersalna
175 mm, 7"



Fig. 3/4

Mini-GRACEY
DB471R
Przednie, przedtrzonowce uniwersalna
170 mm, 6¾"



Fig. 5/6

Mini-GRACEY
DB472R
Przednie, przedtrzonowce uniwersalna
175 mm, 7"



Fig. 7/8

Mini-GRACEY
DB473R
Przedtrzonowce, trzonowce policzkowo-językowe
170 mm, 6¾"



Fig. 11/12

Mini-GRACEY
DB475R
Przedtrzonowce, trzonowce mezjalno-policzkowe/mezjalno-językowe
175 mm, 7"



Fig. 13/14


Mini-GRACEY
DB476R
Przedtrzonowce, trzonowce dystalno-policzkowa/dystalno-językowe
175 mm, 7"

AESCULAP® KIRETY


ZASTOSOWANIE PODDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

GRACEY



After-GRACEY



Część pracująca 3 mm dłuższa niż standardowe GRACEY, wąska część pracująca dla łatwego dotarcia do głęboko umiejscowionych powierzchni korzeni.



Fig. 1/2

After-GRACEY
DB590R
Przednie uniwersalna
170 mm, 6¾"



Fig. 3/4

After-GRACEY
DB591R
Przednie, przedtrzonowce uniwersalna
170 mm, 6¾"



Fig. 5/6

After-GRACEY
DB592R
Przednie, przedtrzonowce uniwersalna
170 mm, 6¾"



Fig. 7/8

After-GRACEY
DB593R
Przedtrzonowce, trzonowce ustny/językowy
170 mm, 6¾"



Fig. 11/12

After-GRACEY
DB595R
Przedtrzonowce, trzonowce mezjalno-policzkowa/mezjalno-językowa
170 mm, 6¾"



Fig. 13/14

After-GRACEY
DB596R
Przedtrzonowce, trzonowce dystalno-policzkowa/dystalno-językowa
170 mm, 6¾"

AESCULAP® SKALERY, KIRETY

ZASTOSOWANIE NADDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



1/1

DB243R
Przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalny
175 mm, 7"



CK 6
1/1

**CRANE CAPLAN
DB340R**
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalny
175 mm, 7"



CI 2/3
1/1

DB349R
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalny
165 mm, 6 1/2"



T2/T3
1/1

DB350R
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalny
175 mm, 7"



USM
1/1

DB351R
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
mezjalne/dystalne
175 mm, 7"



H 6/7
1/1

DB370R
Przednie,
przedtrzonowce
mezjalne/dystalne
175 mm, 7"



13S/14S
1/1


**Mc CALL
DB376R**
Przedtrzonowce,
trzonowce
mezjalne/dystalne
175 mm, 7"



M 23
1/1

DB391R
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalny
175 mm, 7"

ZASTOSOWANIE NAD-/PODDZIAŚŁOWE



AESCULAP® KIRETY

ZASTOSOWANIE NAD-/PODDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



GF 2

$\frac{1}{1}$

**GOLDMANN-FOX
DB342R**
Przednie, przedtrzonowce
uniwersalne
175 mm, 7"



GF 4

$\frac{1}{1}$

**GOLDMANN-FOX
DB344R**
Przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalne
175 mm, 7"



2R/2L

$\frac{1}{1}$

**COLUMBIA
DB362R**
Przednie
uniwersalne
175 mm, 7"



4R/4L

$\frac{1}{1}$

**COLUMBIA
DB363R**
Przedtrzonowce, trzonowce
uniwersalne
170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "



13/14

$\frac{1}{1}$

**COLUMBIA
DB368R**
Przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalne
175 mm, 7"



M 23 A

$\frac{1}{1}$


DB392R
Przednie, przedtrzonowce,
trzonowce
uniwersalne
175 mm, 7"



M 17S/18S

$\frac{1}{1}$

**McCALL
DB377R**
Przedtrzonowce,
trzonowce
165 mm, 6 $\frac{1}{2}$ "



$\frac{1}{1}$

**WILLIGER
DB257R**
150 mm, 6"

AESCULAP® KIRETY, KIRETY TYTANOWE

ZASTOSOWANIE PODDZIAŚŁOWE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

Kirety tytanowe do czyszczenia implantów zębowych

- bardzo delikatne końcówki robocze ułatwiają dostęp do kołnierza implantu
- kireta nie powoduje obtarcia
- niskie ryzyko uszkodzenia implantu
- możliwość ostrzenia ręcznego

Aby zagwarantować skuteczną i długotrwałą implantację, szczególnie ważna jest konsekwentna pielęgnacja pooperacyjna. W celu usunięcia osadu z połączenia płytki implantu bez ryzyka zakażenia, najlepszym wyborem będą skrobaczki tytanowe.




LANGER DB180T
Przedtrzonowce, trzonowce
Uniwersalna; szczęka dolna
175 mm, 7"



LANGER DB181T
Przedtrzonowce, trzonowce
Uniwersalna; szczęka górna
175 mm, 7"




LANGER DB182T
Przednie, uniwersalna
175 mm, 7"




Kosze Aesculap® Dental
■ Skuteczne
■ Praktyczne i ekonomiczne

DB185
Recall Set - skład:
DB180T, DB181T, DB182T
i JG387R




JG387R
188 x 84 x 30 mm (płaski)
Kosz zawiera dwie silikonowe
wkładki (2 x JG394) na 6
instrumentów




JG625R
Mocowanie tabliczek
identyfikacyjnych




ICD-002
Plastikowe etykiety identyfikacyjne,
białe, z 10-cyfrowym kodem kreskowym
do stosowania z oprogramowaniem,
oznaczenie według specyfikacji






*** DB090**
delikatne uziarnienie
*** DB091**
średnie uziarnienie
Osełka India-Korund beżowa, do ostrzenia i szlifowania wstępnego bardzo tępych instrumentów
75 x 45 x 2-7 mm




DB097
Osełka-Super-Arkansas, biała, do wielokrotnego szlifowania skalerów i skrobaczek jak i do wykańczania
102 x 26 x 5-10 mm



JG600
Preparat firmy AESCULAP przeznaczony do konserwacji instrumentów przed każdą sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG.




*** DB095**
Oryginalna osełka Arkansas, szarobiała, do ponownego szlifowania skalerów i skrobaczek jak i do wykańczania
75 x 25 x 7 mm



*** DB098**
Osełka-India-Korund, pilnik okrągły brązowo-beżowy, do tępienia krawędzi narzędzi
100 mm, ø 6 mm



JG598
Olej do osełek Aesculap i konserwacji instrumentów przed każdą sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG.



DB096
Osełka-Super-Arkansas, biała, do wielokrotnego szlifowania skalerów i skrobaczek jak i do wykańczania. Kamień w obudowie drewnianej
100 x 25 x 10 mm



*** DB086**
Plastikowy-drażek testowy do sprawdzania ostrości skalerów i skrobaczek. Jednostka zamówienia: PAK = opakowanie 10 sztuk.



Żółta książeczka
Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz: Broszura D05601


Artykuły oznaczone * wymagane jako wyposażenie podstawowe



JG387R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.
188 x 84 x 30 mm (płaski)



JN292
312 x 190 x 46 mm
Przeznaczony do koszy:
1 x JG381R lub 1 x JK286 lub 1 x JG389R Wanna (JN086) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.



JG625R
Mocowanie tabliczek identyfikacyjnych.




JG388R
Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.
188 x 125 x 30 mm (płaski)



JN294
312 x 190 x 65 mm
Przeznaczony do koszy:
2 x JG380R lub 1 x JG384R lub 1 x JG386R Wanna (JK288) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.



ICD-002
Plastikowe etykiety identyfikacyjne, białe, z 10-cyfrowym kodem kreskowym do stosowania z oprogramowaniem, oznaczenie według specyfikacji.



JG389R
Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JN295
312 x 190 x 92 mm
Przeznaczony do koszy:
2 x JG381R lub 1 x JG381R + 1 x JG384R lub 1 x JG285R Wanna (JK289) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.



JK091
94 x 215 mm
Trwały filtr AESCULAP przeznaczony jest do pojemników sterylizacyjnych JN292-JN296. Żywność do 1000 cykli mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

PIELĘGNACJA NARZĘDZI

Bezpiecznie i efektywnie

Duża perforacja pozwala na dobre odprowadzenie strumienia wody i nie pozostawia przebarwień i smug po myciu instrumentów.

Perfekcyjny porządek

Wszystkie instrumenty są ułożone i zamocowane w bezpieczny sposób na maksymalnie małej powierzchni.

Bardzo praktyczny i bardzo ekonomiczny

Mycie i dezynfekcja narzędzi przy pomocy systemu koszy AESCULAP® pomaga zoptymalizować pracę. Kosze wykonane ze stali nierdzewnej są mocne i odporne na działanie środków chemicznych. Prosty i stabilny system zamykania koszy umożliwia wygodne otwarcie i zamknięcie jedną ręką.

Elastyczny system zamocowań narzędzi

Dzięki silikonowym mocowaniom w ciągu kilku sekund i bez dodatkowych przyrządów można dostosować przestrzeń kosza do instrumentów.

6 | Magazynowanie



5 | Sterylizacja



4 | Kontrola i pakowanie



1 | Rozpakowanie i użycie



2 | Usunięcie ze strefy użycia



3 | Mycie i dezynfekcja



Indeks

Symbol	Str.	Symbol	Str.	Symbol	Str.	Symbol	Str.
BB045T	14	DB340R	34	DB586R	29	DX080R	11
BB063R	15	DB342R	38	DB590R	32	DX081R	11
BB073R	15	DB344R	38	DB591R	32	DX200R	18
BB077R	15	DB345R	36	DB592R	32	DX201R	18
BC110R	13	DB346R	36	DB593R	33	DX301R	18
BC111R	13	DB349R	34	DB595R	33	DX305R	14
BM003R	12	DB350R	34	DB596R	33	DX310R	17
DA026R	4	DB351R	35	DB764R	7	DX311R	17
DA027R	4	DB352R	36	DB765R	7	DX405R	20
DA036R	4	DB354R	36	DB775R	6	DX450R	16
DA037R	4	DB362R	38	DB776R	6	FD252R	13
DA083	4	DB363R	38	DB827R	20	FD258R	12
DA244R	4	DB368R	39	DB828R	20	FD259R	12
DA882R	6	DB370R	35	DB835R	22	FK300R	23
DB020R	18	DB376R	35	DB836R	22	ICD-002	41,43
DB022R	20	DB377R	39	DB838R	21	JG387R	41,43
DB023R	19	DB380R	26	DB850R	19	JG388R	43
DB024R	19	DB381R	26	DB862R	5	JG389R	43
DB025R	19	DB382R	26	DB865R	5	JG598	16,42
DB030R	22	DB383R	26	DB866R	6	JG600	42
DB034R	22	DB384R	27	DB867R	5	JG625R	41,43
DB086	42	DB385R	27	DB868R	5	JK091	43
DB090	42	DB386R	27	DB874R	5	JN292	43
DB091	42	DB387R	27	DB939R	16	JN294	43
DB095	16,42	DB388R	28	DO510R	23	JN295	43
DB096	42	DB389R	28	DO518R	23	OM309R	23
DB097	42	DB391R	35	DO520R	23		
DB098	42	DB392R	39	DO543R	23		
DB180T	40	DB470R	30	DO546R	23		
DB181T	40	DB471R	30	DO547R	23		
DB182T	40	DB472R	30	DO607R	21		
DB185	41	DB473R	31	DO608R	21		
DB243R	34	DB475R	31	DO609R	21		
DB257R	39	DB476R	31	DX060R	10		
DB330R	37	DB582R	29	DX061R	10		
DB331R	37	DB583R	29	DX070R	10		
DB332R	37	DB585R	29	DX071R	10		

SKLEP INTERNETOWY

www.sklep.bbraun.pl




Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl. Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- › chirurgii stomatologicznej
- › ortodoncji
- › endodoncji
- › implantologii
- › diagnostyki
- › protetyki
- › parodontologii
- › stomatologii zachowawczej
- › dentystycznych systemów kontenerowych



najwyższej jakości
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio



serwis i regeneracja
instrumentów

AESLAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomysł

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.sklep.bbbaun.pl