




AESCULAP[®] STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

INSTRUMENTY AESCULAP[®] ERGOFILL

Nowa klasa doskonałości

ERGOFILL TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEGO WYGLĄDU
Z NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ ERGONOMIĄ PRACY

Perfekcyjne wykonanie

- Łącząc precyzję wykonania z wysokiej jakości materiałami tworzymy niezawodne narzędzia najwyższej klasy
- Końcówki robocze narzędzia są idealnie dopasowane do wymagań jakie stawia stomatologia zachowawcza

Wygodna rękojeść

- Wyjątkowa powierzchnia uchwytu ogranicza zmęczenie podczas pracy

Ergonomiczny uchwyt

- Odpowiedni kształt, lekkość oraz grubość uchwytu zapewniają łatwiejszą pracę z narzędziem

Pionierska estetyka

- Nowoczesny wygląd narzędzia



INSTRUMENTY DO WYPEŁNIEŃ PLASTYCZNYCH

2,0 mm



2,5 mm

1/1

Narzędzie do precyzyjnego modelowania guzka

170 mm, 6 3/4"

3,0 mm



3,5 mm

1/1

Narzędzie do precyzyjnego modelowania guzka

170 mm, 6 3/4"



1/1

Narzędzie do modelowania krawędzi ubytku

170 mm, 6 3/4"

1,2 mm



1,6 mm

1/1

Upychadło

170 mm, 6 3/4"

2,0 mm



2,5 mm

1/1

Upychadło

170 mm, 6 3/4"

1,0 mm



1,6 mm

1/1

Upychadło

170 mm, 6 3/4"

2,0 mm



3,0 mm

1/1

Upychadło

170 mm, 6 3/4"

INSTRUMENTY DO WYPEŁNIEŃ PLASTYCZNYCH

1,5 mm




1,5 mm





1,5 mm





HEIDEMANN

DE820R

Nakładacz


170 mm, 6 3/4"

2,2 mm



2,2 mm





2,2 mm





HEIDEMANN

DE821R

Nakładacz

170 mm, 6 3/4"

2,5 mm



2,5 mm





2,5 mm





HEIDEMANN

DE822R

Nakładacz

170 mm, 6 3/4"

1,2 mm





1,2 mm





1,2 mm





WILAND

DC400R

Skaler

170 mm, 6 3/4"

1,2 mm




1,2 mm





1,2 mm





DC471R

Ekskawator

171 / 172,

170 mm, 6 3/4"

1,5 mm




1,5 mm





1,5 mm





DC475R

Ekskawator

175 / 176,

170 mm, 6 3/4"

1,8 mm




1,8 mm





1,8 mm





DC479R

Ekskawator

179 / 180,

170 mm, 6 3/4"

6

7

INSTRUMENTY DO KOMPOZYTU



DF078R
Instrument do kondensacji kompozytu, stożkowy do zagęszczania i modelowania
170 mm, 6 3/4"



DF079R
Instrument do formowania powierzchni zgryzu przedtrzonowców i trzonowców
175 mm, 7"



DF082R
Instrument do rzeźbienia kompozytu, do usuwania nadmiaru materiału
160 mm, 6 1/4"



DF084R
Upychacz płaski w kształcie trąbki do upychania aplikacji na dnie ubytku. Nadmiar materiału można szybko usunąć
170 mm, 6 3/4"




DF086R
Łopatką do kompozytu HEIDEMANN, służy do nakładania kompozytu w ubytkach
170 mm, 6 3/4"



DF088R
Upychadło kulowe do kompozytu z kontraktem dla maksymalnego zagęszczenia materiału.
170 mm, 6 3/4"

INSTRUMENTY DO WYPEŁNIEŃ PLASTYCZNYCH



BLACK
DE621R
Instrument do wy-
pełnień plastycznych
170 mm, 6 3/4"

BLACK
DE622R
Instrument do wy-
pełnień plastycznych
170 mm, 6 3/4"

DE125R
170 mm, 6 3/4"

DE126R
170 mm, 6 3/4"


DE127R
170 mm, 6 3/4"

WOODSON
DE292R
175 mm, 7"


HOLLENBACK
DE671R
175 mm, 7"

HOLLENBACK
DE672R
175 mm, 7"


INSTRUMENTY DO WYPEŁNIEŃ PLASTYCZNYCH




DE307R
Instrument do umieszczania
i upychania podkładu wypełnienia
i wypełnienia plastycznego
160 mm, 6 1/4"




**WALLIS
DE297R**
Wygładzacz
170 mm, 6 3/4"




**HOPSON
DE305R**
Wygładzacz
165 mm, 6 1/4"




DE006R
170 mm, 6 3/4"




DE007R
170 mm, 6 3/4"




DE031R
170 mm, 6 3/4"




DE032R
Wygładzacz
170 mm, 6 3/4"




NAKLADACZE




DE421R
Łopatką elastyczną, miękką, sprężynującą
170 mm, 6 3/4"




DE030R
170 mm, 6 3/4"




DE134R
Łopatką sztywną
170 mm, 6 3/4"



DE135R
Łopatką sztywną
170 mm, 6 3/4"



DE136R
Łopatką sztywną
170 mm, 6 3/4"



DE420R
Łopatką elastyczną, miękką, sprężynującą
160 mm, 6 1/4"



INSTRUMENTY DO MODELOWANIA

DF061R
Instrument do modelowania
165 mm, 6 1/2"

DE425R
Instrument do modelowania
170 mm, 6 3/4"

HOLLENBACK DE427R
Instrument do modelowania
175 mm, 7"

HOLLENBACK DE424R
Instrument do modelowania
170 mm, 6 3/4"

DC094R
Instrument do rzeźbienia w kształcie serca/płytki
170 mm, 6 3/4"

INSTRUMENTY DO KOFERDAMU


IVORY DF392R
Kleszcze do dziurkowania koferdamu
160 mm, 6 1/4"
Części zamienne:
DF385R Sprężyna spiralna
DF386R Sprężyna ze śrubą
DF387R Tarcza z otworami
DF388R Kołek ze śrubą

AINSWORTH DF401R
Kleszcze do dziurkowania koferdamu
160 mm, 6 1/4"
Części zamienne:
DF396R Sprężyna ze śrubą
DF397R Tarcza z otworami
DF398R Kołek


BREWER DF404R
Kleszcze klamrowe do koferdamu
170 mm, 6 3/4"

PALMER DF405R
Kleszcze klamrowe do koferdamu
175 mm, 7"

EKSKAWATORY




DC239R
139/140
w kształcie łyżeczki
170 mm, 6 3/4"




DC241R
141/142
w kształcie łyżeczki
170 mm, 6 3/4"




BLACK
DC200R
170 mm, 6 3/4"



WHITE
DC227R
Fig. 17
175 mm, 7"




WHITE
DC228R
Fig. 18
175 mm, 7"




WHITE
DC229R
Fig. 19
175 mm, 7"




DC250R
Fig. 0
Ekskawator
170 mm, 6 3/4"



DC251R
Fig. 1
Ekskawator
165 mm, 6 1/2"



DC252R
Fig. 2
Ekskawator
165 mm, 6 1/2"



DC253R
Fig. 3
Ekskawator
165 mm, 6 1/2"



ANTYBAKTERYJNY PŁYN DO PŁUKANIA I DEKOLONIZACJI MDRO JAMY USTNEJ I GARDŁA



DR780R
Pinceta do kalki
zgryzowej
150 mm, 6"



NYSTRÖM
DF350R
Napinacz formówek,
lewy do taśmy
o szerokości do 6 mm



NYSTRÖM
DF351R
Napinacz formówek,
prawy do taśmy
o szerokości do 6 mm



TOFFLEMIRE
DF355R
Uniwersalny
Napinacz formówek



- OBSZAR ZASTOSOWANIA:**
- Dekolonizacja jamy ustnej i gardła (obejmuje szczepy MDRO łącznie z MRSA)
 - Przed i po zabiegach stomatologicznych, w powikłaniach infekcyjnych chorób jamy ustnej np. paradontozy
 - Irygacja, płukanie jamy ustnej
 - Do codziennego użytku w celu usunięcia kamienia nazębnego i zachowania higieny
 - Możliwość stosowania u dzieci, jeśli opanowały sztukę płukania jamy ustnej

- PRZEZNACZENIE:**
- Preparat do:
- Eradykacji MRSA, ESBL i VRE w jamie ustnej
 - Skutecznego zapobiegania powstawania kamienia nazębnego, próchnicy, paradontozy i zapalenia dziąseł
 - Pielęgnacji uszkodzonych błon śluzowych i przyspieszenia gojenia ran (np. przy długotrwałym leczeniu aparatem ortodontycznym)
 - Usuwania nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej.

Dostępne opakowania	Numer kat.
250 ml z pojemniczkiem miarowym	400731

- WŁAŚCIWOŚCI:**
- Wyrób medyczny kl. III
 - Nie przebarwia szkliva
 - Nietoksyczny
 - Bezbarwny
 - Chroni tkanki jamy ustnej
 - Preparat z zawartością polihexanidyny – silnego środka antybakteryjnego
 - Nie zawiera chlorheksydyny
 - Skuteczny wobec bakterii w tym MRSA i grzybów w 30 sekund EN 13727
 - Hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się MDRO
 - Bezbolesne stosowanie
 - Najwyższa tolerancja tkankowa
 - Usuwa nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
 - Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania
 - Przedłużony efekt działania antybakteryjnego do 24 godzin

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Bakterie: 30 sekund
w tym MDRO (Multi-Drug Resistant Organism)
np. Staphylococcus aureus, MRSA
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Grzyby: 30 sekund
Candida albicans
Skuteczność wobec MRSA oznacza działanie przeciw wszystkim szczepom Staphylococcus aureus opornym wobec antybiotyków beta-laktamowych. Do tej grupy antybiotyków należą: penicyliny, metycyliny, dicloxaciliny, nafciliny, oxaciliny. W związku z powyższym wykazane jest działanie bójcze wobec m.in. ORSA (Oxacillin resistant Staphylococcus aureus).

SPOSÓB UŻYCIA:
Płukać jamę ustną i gardło kilka razy dziennie przez min. 30 sek., stosując 10 ml roztworu. Nie połykać. Stosować wyłącznie na błonach śluzowych. Zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

ProntOral® – skład: 0,15% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, Surfactants, Excipients


SKLEP INTERNETOWY

www.sklep.bbraun.pl



Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl. Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- › chirurgii stomatologicznej
- › ortodoncji
- › endodoncji
- › implantologii
- › diagnostyki
- › protetyki
- › parodontologii
- › stomatologii zachowawczej
- › dentystycznych systemów kontenerowych



Indeks

Symbol	Str.	Symbol	Str.
400731	21	DE622R	10
DC094R	16	DE671R	11
DC200R	18	DE672R	11
DC227R	18	DE808R	5
DC228R	18	DE809R	5
DC229R	18	DE820R	6
DC239R	18	DE821R	6
DC241R	18	DE822R	6
DC250R	19	DE917R	5
DC251R	19	DE919R	5
DC252R	19	DF061R	16
DC253R	19	DF078R	8
DC400R	7	DF079R	8
DC471R	7	DF082R	8
DC475R	7	DF084R	9
DC479R	7	DF086R	9
DE006R	13	DF088R	9
DE007R	13	DF350R	20
DE030R	14	DF351R	20
DE031R	13	DF355R	20
DE032R	13	DF385R	17
DE125R	10	DF386R	17
DE126R	10	DF387R	17
DE127R	10	DF388R	17
DE134R	14	DF392R	17
DE135R	15	DF396R	17
DE136R	15	DF397R	17
DE292R	11	DF398R	17
DE297R	12	DF401R	17
DE305R	12	DF404R	17
DE307R	12	DF405R	17
DE420R	15	DF581R	4
DE421R	14	DF582R	4
DE424R	16	DF583R	4
DE425R	16	DR780R	20
DE427R	16		
DE621R	10		

AESCLAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.sklep.bbraun.pl